



D100

Standaard rolstoel

De D100 is je ideale compacte lichtgewicht rolstoel voor langdurig of kortdurend gebruik. Volledig opvouwbaar (makkelijk te vervoeren als je ergens op bezoek gaat of als je de rolstoel moet opbergen) en verschillende instelmogelijkheden naar je eigen wensen. We bieden ook een optionele BZ8 (lengtecorrigerende beensteunen) voor extra beenondersteuning of een B74 (remmen bedienbaar door de begeleider).



VERMEIREN
we care for you



Standaard

- Geïntegreerde verstelling van de achteras
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Opklapbare en afneembare armsteunen
- In hoogte en diepte verstelbare armleggers
- Wegklapbare en afneembare voetsteunen
- Zithoogte verstelbaar in 3 posities

Opties

D100 kan worden uitgebreid met verschillende opties. Contacteer hiervoor uw plaatselijke dealer.

Kleuren



Technische informatie

Totale breedte	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
Totale hoogte	880-940 mm
Totale lengte	1010 mm
Dichtgevouwen breedte	300 mm
Zitbreedte	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
Hoogte armsteunen	220-240 mm

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **D100** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Zithoogte	470-530 mm
Hoogte rug	4200 mm
Zitdiepte	430 mm
Gewicht	18 kg
Maximum gebruikersgewicht	130 kg
Extra informatie	

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.