

# Alesia

## Geriatrische zetel

De multifunctionele stoel Alesia biedt een verstelbare rug aan met dubbele bediening voor zowel de begeleider als de gebruiker. De inclinatie van de zit en de armsteunen zijn verstelbaar in combinatie met een uitschuifbare voetplaat.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Comfort

Alesia biedt talloze mogelijkheden om het comfort van de gebruiker en verzorger te vergroten. De stoel is uitgerust met 4 wielen (Ø 125 mm) zodat die makkelijk manoeuvreerbaar is.

De achterwielen beschikken over een voetrem voor een betere veiligheid tijdens transfers of bij stilstand. Het zitkussen is gevormd voor een maximaal zitcomfort.

Alesia beschikt over een groot aantal opties zoals een serumhouder, zijsteunen, tafelblad, ... De stoel is ook verkrijgbaar in een diverse kleuren die hem passend maken bij jouw stijl of interieur.

## Kleuren



## Toebehoren

- AL04 - zijdelingse pelotten
- AL12 - tafeltje
- AL52 - serumhouder
- AL55 - regelbare en afneembare hoofdsteen
- AL83 - zuurstoffleshouder
- AL84 - documentenhouder
- AL85 - urinezakhouder



## Producten voor u ontworpen

**VERMEIREN** streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Alesia** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



## Technische informatie

Totale breedte	700 mm
Totale lengte	800 mm
Totale hoogte	1330 mm
Zitbreedte	540 mm
Zithoogte	530 mm
Zithoek	12°

Zitdiepte	480 mm
Hoogte rugleuning	800 mm
Armsteun hoogte	0 - 270 mm
Gewicht	33 kg
Maximum gebruikersgewicht	140 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.