

# Mercurius 4D

Stijlvol en tijdloos

Een stijlvolle en volledig functionele scooter met 4 wielen.

Sportieve velgen, moderne boodschappenmand, twee achteruitkijkspiegels, volledig verstelbare en draaibare stoel met comfortabele hoofdsteun en verstelbare armleuningen.

LED-verlichting voor en achter evenals richtingaanwijzers zorgen voor een maximale veiligheid, zelfs bij slecht zicht.

Tevens uitgerust met twee USB-poorten om uw apparaten onderweg op te laden.



Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

## Technische informatie Mercurius 4D

■ Totale breedte	680 mm
■ Totale lengte	1430 mm
■ Totale hoogte	1355 mm
■ Zithoogte	470- 495 mm
■ Draaicirkel	3740 mm
■ Batterijen	2x12V - 80Ah

■ Actieradius	ca. 40 km
■ Motor	1000 W
■ Snelheid	15 km/u
■ Gewicht	116,75 kg
■ Gebruikersgewicht	150 kg
■ Extra informatie	

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).



### Opties

- Rollatorhouder
- Afdekhoes
- Bagagebox met slot
- Stokkenhouder



### Kleuren



### Uw garantie op kwaliteit

Kwalitatief voldoet de **Mercurius 4D** aan de hoogste eisen en normen, vastgelegd door gecertificeerde testinstituten in de meeste Europese landen.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20

Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl) - [orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



# VERMEIREN

## Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



Voorbehouden technische wijzigingen