

eris



VERMEIREN
we care for you

eris

De Eris scootmobiel is jouw in- en outdoor scootmobiel voor korte afstanden naar de winkel, vrienden of familie.

Compleet met richtingaanwijzers en LED-verlichting. Het boodschappenmandje is afneembaar zodat je het kunt meenemen bij het kopen van kleine boodschappen bij de plaatselijke supermarkt.



Umbra grijs



Licht ivoor



Zilver



Rood



DISPLAY

Gebruiksvriendelijke display



BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar



STUURKOLOM

Verstelbaar voor meer rijcomfort



LED-VERLICHTINGSSYSTEEM

LED-knipperlichtsysteem voor en achter met richtingaanwijzers

VERING

Geïntegreerde schokdemping voor een soepelere rijervaring



DRAAIENDE STOEL

Uitgerust met een grote zak achteraan

• MAX SNELHEID •
Tot
10 km/u

• ACTIERADIUS •
Tot
37 km

• MAX BELASTING •
Tot
140 kg



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	570 mm
Totale lengte	1185 mm
Totale hoogte	1150 mm
Zithoogte	450-500 mm
Draaicirkel	2900 mm
Actieradius*	37 km
Motor	320 W
Snelheid*	10 km/u
Gewicht	75 kg
Gebruikersgewicht	140 kg
Batterijen	2x12V - 50Ah

*De actieradius is berekend volgens Europese normen.

*Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



VERMEIREN
we care **for you**