

Ga nooit op pad zonder uw overkapping



Beschermd in alle weersomstandigheden

De ultieme 4 seizoenen overkapping voor scootmobielen



VERMEIREN
we care for you

Scootmobiel overkapping. **VERNIEUWD.**



Ongeacht het weer, de **Movo - overkapping** beschermt u in de eerste plaats tegen de zon, maar ook tegen alle andere weersomstandigheden. De stof van de Movo is regenbestendig. Het windscherm en zonnekap beschermen u tegen de zon alsmede tegen de wind en stof. Daarnaast beschermt de Movo ook tegen kou en wind.

De Movo is eenvoudig te monteren en gebruikersvriendelijk en van onberispelijke kwaliteit. De Movo overkapping beschermt u tegen zon, regen, kou en wind, met behoud van optimale ventilatie in de cabine.

Maak optimaal gebruik van uw scootmobiel.

Maak optimaal gebruik van uw scootmobiel, dankzij de bescherming tegen kou en wind. Verdubbel uw uitjes en scootmobiel seizoen, ondanks onzeker weer, regen of sneeuw, kunt u een langere periode gebruik maken van uw scootmobiel. De uittrekbare Movo overkapping kan u aanpassen aan het weer, u hoeft niet meer bang te zijn om ver weg van huis in een regenbui te komen.

Een overkapping die u in een handomdraai aanpast naar een cabine.

Afhankelijk van het weer en dankzij de opklapbare technologie, kiest u de stand die bij u past. Zo heeft u een zonwering, windscherm en regenkap in één. Weersafhankelijk heeft u dus twee mogelijkheden: een overkapping of een cabine.



Supersnelle installatie

U kunt de Movo overkapping in minder dan 10 seconden installeren of verwijderen.



Eenvoudig te monteren

Een gedetailleerde montagehandleiding en een nauwkeurige montagevideo zijn beschikbaar op onze website, zodat u de overkapping in minder dan 15 minuten kunt monteren. Eenmaal gemonteerd, kan de installatie in minder dan 10 seconden worden voltooid.



Compact ontwerp

De breedte van de Movo overkapping is 74 cm, waardoor deze door alle deur openingen past, zelfs door kleine binnendeuren.



Ultralicht

Gewicht: Slechts 8,7 kg. Movo kan eenvoudigweg door één persoon worden gemonteerd.

Ongeacht het weer

De Movo overkapping beschermt u in eerste plaats tegen de zon, maar ook tegen alle andere weersomstandigheden. De stof van de Movo overkapping is regenbestendig. Het windscherm en zonnekap beschermen u tegen de zon evenals tegen de wind en stof.

De Movo over is gebruikersvriendelijk, eenvoudig te monteren en van onberispelijke kwaliteit.



Voor uw scootmobiel

Dankzij een ingenieuze installatie met behulp van de bevestigingsbuis onder de stoel is de Movo overkapping compatibel met de meeste modellen **VERMEIREN** scootmobielen*

* Compatibel met Mercurius, Carpo en Ceres modellen. Neem contact op met uw dealer voor actuele technische informatie.

Onberispelijk ontwerp



De Movo overkapping is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat en gegoten aluminium om het gewicht te minimaliseren en de duurzaamheid te maximaliseren.



Het volledig gegoten productieproces biedt een superieur ontwerp, kwaliteit en stabiliteit.



De gebruikte stoffen en ritsen zijn waterafstotend, robuust en van een hoge kwaliteit. De materialen zijn geselecteerd om de duurzaamheid te garanderen van het product, terwijl de gebruiker wordt beschermd.



De ramen zijn gemaakt van nautisch 3 UV-bestendig mica, wat de zichtbaarheid en de duurzaamheid van de luifel optimaliseert.

moVo
evolution

Distributed by the VERMEIREN Group



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.



Supersnelle installatie



Ultralicht



Superieure kwaliteit

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Movo overkapping** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Technische informatie

Totale breedte	736 mm
Totale hoogte	965 - 1117 mm
Totale lengte	1245 mm
Dichtgevouwen lengte	787 mm
Hoogte binnenin	711 mm
Breedte binnenin	711 mm

Diepte binnenin	1346 mm
Materialen	mica - nautische kwaliteitgraad 3, anti-UV gegoten aluminium frame en hoge-weerstand polycarbonaat
Wasbaar	ja
Gewicht	8,7 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you