

201 Delta

Rollator



201 Delta is een vouwbare 3-wiel rollator. Deze rollator is bedoeld voor zowel binnen- als buitengebruik. Met het bijgeleverde mandje en opbergzak kan deze makkelijk gebruikt worden om te gaan winkelen. Verder is deze rollator uitgerust met hoogteverstelbare handgrepen met remmen. Door het vouwbare frame en het lichte gewicht kan deze rollator vlot vervoerd worden.

totale breedte	680 mm
totale hoogte	820 - 920 mm
totale lengte	576 mm
totaal gewicht	5,8 kg
max. gebruikersgewicht	125 kg
wielen (voor/achter)	8 x 1 ^{1/4} ø 190 mm
kleuren	champagne

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen.



VERMEIREN Nederland B.V. - Correspondentieadres: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - België
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - orders@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit