

Eagle 620 / 625

Patiëntenlift



De Eagle patiëntenliften werden ontworpen om het uiterste comfort te bieden aan zowel de patiënt als de verzorger tijdens de transfer. De Eagle is zo gemaakt dat de tillift de patiënt van bovenuit optilt en verplaatst.

De kwalitatieve wielen in combinatie met een smalle totale breedte zorgen voor eenvoudige transfers, zelfs in smalle ruimtes.



VERMEIREN
we care for you

Tilbanden

Er zijn verschillende tilbanden beschikbaar voor onze patiëntenliften. Of je nu kiest voor de standaard, hygiënische of comfort versie met ondersteuning voor het bovenlichaam, onze tilbanden bieden een oplossing die geschikt is voor ieders behoefte aan ondersteuning.

Verkrijgbaar in de volgende maten M - L - XL
(standaard of mesh structuur)

De verschillende maten worden met kleuren aangegeven op de draagbanden.

Medium (geel) 40 - 90 kg

Large (blauw) 70 - 120 kg

XL (zwart) 100 - 200 kg

Kleur

C29
grijs



Technische informatie

Totale lengte	1115 mm
Totale breedte (gesloten) / (geopend)	550 / 1035 mm
Hoogste centraal ophangpunt	1740 mm
Gewicht	37 kg
Gebruikersgewicht	150 kg
Aanvullende informatie	CE

Producten voor u ontworpen


VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

HYGIËNE TILBAND

Beschikbaar in

M - L - XL - standaard or mesh structuur

	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440




COMFORT TILBAND

Beschikbaar in

M - L - XL - standaard or mesh structuur

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440




STANDAARD TILBAND

Beschikbaar in

M - L - XL - standaard or mesh structuur

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
X	910	510	560	440



Totale lengte	1290 mm
Totale breedte (gesloten) / (geopend)	680 / 1225 mm
Hoogste centraal ophangpunt	1840 mm
Gewicht	42 kg
Gebruikersgewicht	175 kg
Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:

Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl

orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you