



ECO-plus

R O L L A T O R

totale breedte	610 mm
totale lengte	680-795 mm
totale hoogte	845-1020 mm
zitdiepte	360 mm
zitbreedte	360 mm
zithoogte	555-625 mm
gewicht	7,2 kg
max. gebruikersgewicht	136 kg
wiel afmeting	200 x 35 mm
kleuren	zilvergrijs - blauw

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen.



Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.

N.V. Vermeiren N.V. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - België

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - orders@vermeiren.co.nl - website: www.vermeiren.co.nl



Grensverleggend in mobiliteit