

Sagitta kids

Manuele kinderrolstoelen



Voetplaat in aluminium

Actieve en ultra lichte kinderrolstoel

Als actieve rolstoel voor kinderen is de Sagitta kids een spiegelbeeld van de Sagitta voor volwassenen. Zelfs meer, deze rolstoel groeit mee met uw kind dankzij de verschillende aanpassingsmogelijkheden. Het kader is dan ook zodanig geconstrueerd dat de zitbreedte kan worden aangepast.



Sagitta met duwstang



Kledingbeschermers


In hoogte instelbare voetplaat



Aanpasbare duwstang



Schaarremmen



460-560	240-340	-7/+7°	370-428	3"	230-430	220-270	280-320	700-750	4°	9	60
492-592	340-340	-7/+7°	(met kussen)	4"	230-430	220-270	280-320	700-750	6°	9	60
523-622	340-340	-7/+7°	410-468	4"	230-430	220-270	280-320	700-750	8°	9	60
555-655	340-340	-7/+7°	(zonder kussen)	4"	230-430	220-270	280-320	700-750	10°	9	60

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.