

ceres



VERMEIREN
we care for you

ceres

Ceres SE is een buitenscootmobiel waarin design, kwaliteit en comfort harmonieus samengaan en die qua gebruiksvriendelijkheid, comfort en prestaties de optimale balans biedt voor alledaagse ritten.

15
km/u

Umbra
grijs

Licht ivoor

Zilver

Rood

VERING

Geïntegreerde schokdemping voor een soepelere rijervaring

DISPLAY

Gebruiksvriendelijke display

BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar

STUURKOLOM

Verstelbaar voor meer rijcomfort

LED-VERLICHTINGSSYSTEEM

LED-knipperlichtsysteem voor en achter met richtingaanwijzers

DRAAIBARE EN VERSTELBARE STOEL

Voor meer comfort, uitgerust met een afneembare hoofdsteen



• MAX. SNELHEID •
Tot
15 km/u

• ACTIERADIUS •
Tot
30 km

• MAX. BELASTING •
Tot
140 kg



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	620 mm
Totale lengte	1300 mm
Totale hoogte	1280 mm
Zithoogte	450-500 mm
Draaicirkel	2800 mm
Actieradius*	30 km
Motor	650 W
Snelheid*	15 km/u
Gewicht	106 kg
Gebruikersgewicht	140 kg
Batterijen	2x12V - 50Ah

*De actieradius is berekend volgens Europese normen. *Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.
Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



VERMEIREN
we care **for you**