

one ^{SPRING} air+

Geïntegreerde vering
Compacte binnenshuis scooter
Perfect voor dagelijks gebruik
Aangepast aan uw stijl



Zit met veersysteem



Dubbele achtervering



one ^{SPRING} air+ = 4

4 verschillende kleuren inbegrepen. Verander de stijl van uw scooter wanneer u maar wil. Geen gereedschap nodig.



VERMEIREN
we care for you

Compact en stijlvol

One Air+ SPRING (met luchtbanden en geïntegreerde vering) is een perfecte compacte in- en outdoor scooter voor dagelijks gebruik. Aangepast aan je (levens)stijl! Licht en compact in z'n vorm, **One Air+ SPRING** kan gebruikt worden voor dagdagelijkse bezoeken aan restaurants, winkels of smalle ruimtes. De scooter is volledig demonteerbaar voor compact opbergen of reizen. 4 unieke kleuren om je scooter helemaal te veranderen.

Kleuren

Uw **One Air+ SPRING** scooter heeft 4 verwisselbare kleuren inbegrepen in het pakket. Gemakkelijk te veranderen en aanpasbaar aan uw stijl. One = 4



blauw



groen



oranje



rose



Uitgerust met Lithium batterij van slechts 4,25 kg



Luchtbanden



Past in een kleine auto

Technische informatie

Totale breedte	490 mm
Totale hoogte	880 mm
Totale lengte	1030 mm
Zithoogte	525-570 mm
Draaicirkel	1150 mm
Batterij	24V - 20 Ah

Actieradius	26 km*
Motoren	270 W
Snelheid	8 km/u*
Gewicht	42,35 kg
Maximum gebruikersgewicht	136 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

NV VERMEIREN nv

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.