

one^{AIR+}

Compacte demontabele scootmobiel
Perfect voor dagelijks gebruik
Aangepast aan uw stijl



one^{AIR+} = 4

4 verschillende kleuren inbegrepen. Verander de stijl van uw scootmobiel wanneer u maar wil. Geen gereedschap nodig.



VERMEIREN
we care for you

Compact en stijlvol

One Air+ (met luchtbanden) is een perfecte compacte in- en outdoor scootmobiel voor dagelijks gebruik. Aangepast aan je (levens)stijl!

Licht en compact in z'n vorm, **One Air+** kan gebruikt worden voor dagdagelijkse bezoeken aan restaurants, winkels of smalle ruimtes. De scootmobiel is volledig demonteerbaar voor compact opbergen of reizen. 4 unieke kleuren om je scooter helemaal te veranderen.

Kleuren

Uw **One Air+** scootmobiel heeft 4 verwisselbare kleuren inbegrepen in het pakket. Gemakkelijk te veranderen en aanpasbaar aan uw stijl. One = 4



blauw



groen



oranje



rose



Gebruiksvriendelijke controller met LED-indicator voor batterijstatus



Luchtbanden



Past in een kleine auto

Technische informatie

Totale breedte	490 mm
Totale hoogte	880 mm
Totale lengte	1030 mm
Zithoogte	525-570 mm
Draaicirkel	1150 mm
Batterij	24V - 25 Ah

Actieradius	30 km*
Motoren	270 W
Snelheid	8 km/u*
Gewicht	50 kg
Maximum gebruikersgewicht	136 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **One Air+** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Volledig demonteerbaar voor compact opbergen



Past in een kleine auto

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you