



D200

Licht en praktisch

De D200 rolstoel van VERMEIREN is de ideale lichtgewicht aluminium rolstoel voor een comfortabel dagje uit! Eenvoudig en comfortabel in gebruik, voor zowel de gebruiker als de begeleider. De D200 rolstoel is zeer licht van gewicht en eenvoudig te verkleinen voor transport in de auto. De duwhandvaten zijn voor iedere begeleider individueel in hoogte verstelbaar. Zowel de beensteunen als armleuningen zijn eenvoudig persoonlijk instelbaar en standaard voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvaten.



VERMEIREN
we care for you

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de **D200** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Kleur(en)

C86
antraciet



Standaard voorzien van quick release achterassen



Afneembare voetsteunen



**Optie B78
Anti-tip systeem**



OOptie BZ8 - Lengte compenserende comfort beensteunen



Standaard voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvaten



Standaard voorzien van armleuningen die in hoogte instelbaar zijn



In hoogte aanpasbare voorwielen



Rolstoel voldoet aan de norm ISO 7176-19 voor veilig vervoer van rolstoel gebruikers

Technische informatie

Totale breedte	620 / 660 / 700 mm
Totale hoogte	880 - 940 mm
Totale lengte	1010 mm
Dichtgevouwen breedte	300 mm
Zitbreedte	420 / 460 / 500 mm
Hoogte armsteunen	220 - 240 mm

Zithoogte	470 - 530 mm
Hoogte rug	420 mm
Zitdiepte	430 mm
Gewicht	16 kg
Maximum gebruikersgewicht	130 kg
Extra informatie	 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.