

139

Toiletstoel

Het model **139** is een hoogwaardige toiletstoel die een hygiënische bekleding combineert met een stevig en duurzaam frame. De toiletemmer kan met één hand verwijderd worden, waardoor gebruik nog efficiënter is voor de verzorgende. De armsteunen zijn opklapbaar om de transfer te vereenvoudigen.



VERMEIREN
we care for you



Comfort armsteunen



Wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met instelbare voetplaten



Wielen met rem voor extra veiligheid



Emmer verwijderbaar met één hand

Kleuren

Frame

Bekleding

blauw

zwart

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **139** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



De opklapbare armsteunen vereenvoudigen de transfers.

Technische informatie

Totale breedte	540 mm
Totale hoogte	950 mm
Totale lengte	820 mm
Zithoogte	528 mm
Zitbreedte	420 mm
Hoogte armsteunen	225 mm

Hoogte rug	390 mm
Zitdiepte	420 mm
Gewicht	13 kg
Maximum gebruikersgewicht	120 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.