











Eclips XXL

Extra grote maten



Technische informatie Eclips XXL

 totale breedte	 breedte geplooid	 zitbreedte	 hoogte armsteunen	 zithoogte	 totale hoogte	 totale lengte	 zitdiepte	 rughoogte	 gewicht
85	37,5	60	20	53	103	114	53	57	38,5
90	37,5	65	20	53	103	114	54	57	39
95	37,5	70	20	53	103	114	55	57	40
100	37,5	75	20	53	103	114	56	57	40,5

Afmetingen in cm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en 1,5 kg) zijn mogelijk

Extra grote maten

Dichtklapbare rolstoel in aluminium met een dubbel kruis voor extra sterkte. De Eclips XXL zorgt voor het originele zitcomfort van een gewone Eclips maar met een anatomische zit en rug. Deze rolstoel, met speciale versterkte achterwielen, kan een persoon dragen tot 200 kg. Wegklapbare of verwijderbare aluminium armsteunen zorgen voor gemakkelijke transfers.



Trommelremmen B74 (standaard)
Anti-tipping B78 (optioneel)

Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.

De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd.

Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar. Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 54 jaar ervaring.

Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

Voorbehouden technische wijzigingen