

# Forest kids

Elektronische kinderrolstoelen



De vier wielen blijven steeds in contact met de grond wat zorgt voor een excellente stabiliteit.



Optionele hoofdsteun



Comfortabele en kleurrijke bekleding



Duwhandvatten regelbaar in hoogte


In hoogte en breedte aanpasbare armsteunen

Zit en rug elektronisch inclineerbaar

Wegklapbare en instelbare voetplaten



2x12V-70Ah 2x200W 6 km/u 30 km 10°/17% 70 1400  
2x350W 10km/u



650 300-370 200-250 500 330-390 350 15° -5°/55° 1000 95 110

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

