

Eclips+

Standaard & lichte manuele rolstoelen



Lichte manuele rolstoel in aluminium.
Voorzien van snel afneembare achterwielen
en wegklapbare en afneembare armsteunen.



Eclips+ Hemiplegie versie


Wegklapbare en
afneembare armsteunen

Ergonomische duwhandvatten

Naar binnen en buiten
wegklapbare voetsteunen

Wegklapbare
voetplaten

Snel afneembare
achterwielen



570	300	390	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	14,5	130
600	300	420	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	14,5	130
620	300	440	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	15	130
640	300	460	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	15	130
660	300	480	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	15,4	130
680	300	500	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	15,6	130
730	300	550	220	500	420-460	400-510	420-440-460	1060	15,6	130

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.