

# Navix

rearwheeldrive














optionele kussens L34, L35 en  
BZ7-E elektronisch regelbare  
voetsteunen













afgebeeld model enkel ter illustratie

Grensverleggend in mobiliteit

# Technische informatie Navix rearwheeldrive

										
totale breedte	zit breedte	zit inclinatie	rug inclinatie	hoogte armsteunen	zit hoogte	totale hoogte	totale lengte	zit diepte	hoogte rug	max. gebruikers gewicht
580	400	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	1010	380-500	580	130
580	450	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	1010	380-500	580	130
630	500	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	1010	380-500	580	130

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

									
gewicht	batterijen	vermogen	snelheid	actie radius	max. inclinatie	max. inclinatie	bodem vrijheid	draai cirkel	wielen
79	2x12V 38Ah	2 x 220 W	6 km/h	20 km	9°	9°	60	1250	achteraan: lucht 317,5x57,15 vooraan: PU 200x50

Klasse A rolstoel voor binnenshuis gebruik.

## Opties

- Plexi tafel
- LED verlichting
- Anti-tipping
- Inclineerbare voetplaat
- Wegklapbare besturing
- Diverse zitkussens
- Diverse rugkussens
- Pelotten
- Hoofdsteen
- Elektrische beensteunen
- In hoogte regelbare besturing

## Kleuren



## Extra optie: LIFT

### 300 mm lift voor een betere SOCIALE INTEGRATIE

De lift stelt me in staat mijn sociale contacten en mobiliteit te verbeteren met de mensen om mij heen.

### 300 mm lift voor een betere TOEGANG

- Keukenkasten
- Geldautomaten
- Bar
- enz...



## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

