



Altitude

Comfortabele geriatrische zetel

VERMEIREN heeft de Altitude ontworpen met het **grootst mogelijke comfort voor de gebruiker in gedachten**. Deze stoel wordt geleverd met een dik gewatteerd kussen, een driepuntsveiligheidsharnas en een voorgevormde verstelbare hoofdsteen. De voetsteun is voorzien van gasveren voor eenvoudige transfers. Dit model is ook verkrijgbaar in XL-versie of E-versie.



VERMEIREN
we care for you

Kenmerken

Opklapbare voetsteunen met gasveren
Afneembare hoofdsteun
Remmen op alle wielen
Comfortabel

Kleuren



Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Altitude** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Optie B52 - infuspaal



Optie B10 - voetplaat



Optie B12 - tafel



Afneembare hoes

■ Totale breedte	710 mm
■ Totale hoogte	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Totale lengte	1090 mm
■ Hoogte armsteunen	235 / 255 / 275 mm
■ Zithoogte	445 - 470 - 495 / 465 - 490 - 515 / 485 - 510 - 535 mm
■ Hoogte rug	792 / 812 / 832 mm

■ Zithoek	0° / + 40°
■ Zitdiepte	440 / 460 / 480 mm
■ Zitbreedte	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Gewicht	33,9 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	120 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.