



Albatros

Compacte tillift

De Albatros is een compacte tillift die eenvoudig te gebruiken is. De Albatros laat zich in enkele seconden volledig opplooiën en maakt hem daardoor uitermate geschikt voor transport of opberging.



VERMEIREN
we care for you



MATEN	
Beschikbaar in M - XL (standaard or net structuur)	
M	XL
40-120 KG	100-150 KG

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

De Active tilband is verkrijgbaar in twee uitvoeringen en wasbaar op 60°.

De Active M is voor personen met een gewicht tussen 40 en 120 kg. Active XL is voor personen met een gewicht tussen 100 en 200 kg.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Albatros** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Kleur

C29
grijs



■ Totale breedte (gesloten)	584 mm
■ Totale breedte (geopend)	945 mm
■ Totale hoogte min.	1040 mm
■ Totale hoogte max.	1739 mm
■ Totale lengte	1046 mm
■ Dichtgevouwen hoogte	500 mm

■ Poothoogte / Chassishoogte	117 mm
■ Gewicht	44,85 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	150 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.