



Coraille XXL

Geriatrische zetel
met grote wielen

Coraille stoel in de XXL zitbreedtes 55 cm en 60 cm heeft een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg. De bekleding van de schaal zorgt voor drukontlasting en verhoogt het zitcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. De helling van de zit kan worden aangepast door een begeleider en de in hoek verstelbare beensteun kan ook continu door de gebruiker zelf worden aangepast.



VERMEIREN
we care for you

Kenmerken

- 5-punts veiligheidsgordel
- Verstelbare zithoogte
- Richtingswielen
- Zit verstelbaar tot 40°

Kleuren



Optie:
B52 serumhouder

- **Afneembare veiligheidsgordel**
- **Afneembare en verstelbare hoofdsteun**



Extra brede en stevige voorwielen

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Coraille XXL** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Optie:
378 inclineerbare tafel

Technische informatie

Totale breedte	800 mm
Totale hoogte	1280 - 1305 - 1330 mm
Totale lengte	1150 mm
Zitbreedte	550 / 600 mm
Zithoogte	570 - 595 - 620 mm
Zithoek	0° / 40°

Zitdiepte	510 mm
Hoogte rug	750 mm
Armsteun hoogte	230 mm
Gewicht	46 kg
Maximum gebruikersgewicht	150 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you