



Inovys II *Evo*

Kantelrolstoel





Maximaal comfort

Bij het ontwerpen van een kantelbare rolstoel is comfort onze prioriteit. Op basis van ons succesvolle Inovys-assortiment biedt deze rolstoel ook uitstekende anti-decubituskwaliteiten. Het ontwerp van de Inovys II Evo is slim afgestemd

op individuele behoeften. Onze jarenlange ervaring zorgt voor veelzijdigheid, eindeloze aanpassingsmogelijkheden en comfort bovenop een vernieuwd ontwerp.



Kantelbaar in de ruimte

Drukontlasting is een belangrijk voordeel van Inovys II Evo. Het kantelsysteem draait soepel rond het zwaartepunt van de gebruiker zonder extra belasting te geven op de huid van de gebruiker. Andere voordelen van de kantelrolstoel; een betere bloedcirculatie, minder belasting op gewrichten en/of spieren, en een betere houding van de wervelkolom.

Individueel aanpasbaar

Gedurende de dag, het gebruik en de gebruiker veranderen. Voor comfort is de mogelijkheid om de rolstoel naar behoefte aan te passen. De aanpassingen voor zowel de gebruiker als de begeleider, kunnen worden gerealiseerd zonder gebruik van gereedschap.



Duwhandvaten in hoogte
verstelbaar zonder gereedschap

Armleuningen afneembaar en
in hoogte en diepte verstelbaar
Instelbare zitdiepte

Comfortbeensteunen met
in hoek verstelbare voetplaat
en verstelbare kuitplaat



Met zorg ontworpen

Inovys II Evo biedt uitstekend comfort met zijn voorgevormde verstelbare zitting en rugleuning-kussens. Andere kussenvormen en configuraties zijn ook beschikbaar om individuele aanpassing voor elke gebruiker te garanderen.

Uw verhaal, uw configuratie

De rolstoel laat niet alleen toe om de huidige configuratie en positie te variëren. Met een breed scala aan opties en accessoires kan de Inovys II Evo perfect aangepast worden aan de behoeften van de gebruikers. Mochten er aanpassingen noodzakelijk zijn, kunnen afzonderlijke opties zelfs na de eerste configuratie worden uitgewisseld. Een stoel gemaakt voor en door jou.



Verkrijgbaar als E-Versie (elektrisch verstelbare kantelverstelling en rughoek verstelling)



T30-versie - Beschikbaar duwwandelwagen

Framekleur



C89 - koper



B74 - Compatibel met remmen (en parkeerrem) voor de begeleider



B66MAL - Optioneel verstelbare hemiplegie armlegger voor de linker- of rechterkant

Technische informatie

■ Totale breedte	630 - 680 - 730 mm
■ Totale hoogte	990 - 1060 mm
■ Totale lengte	1010 - 1050 mm
■ Zitbreedte	400 - 450 - 500 mm
■ Zithoek	0° - 21°
■ Rughoek	0° - 54°

■ Zithoogte	460 - 530 mm
■ Hoogte rug	550 - 585 mm
■ Zitdiepte	460 - 520 mm
■ Gewicht	36 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	135 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.