

# Luna Basic 2


Elektrisch verstelbaar verzorgingsbed



Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

# Technische informatie Luna basic 2



900x2000x120  
max. 20 kg

1015

2250

335 / 400

745 / 810

31,7°

83°

-14,8°

140

95

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

## Comfortabel en praktisch

Dit standaard verzorgingsbed is ook als ultra laag bed bruikbaar omdat de lattenbodem in twee hoogtes (1-2) gepositioneerd kan worden.

- Hoogte lattenbodem 330 mm of 400 mm
- Elektrisch verstelbaar met de meegeleverde handbediening
- Metalen lattenbodem met een hoogteverstelling tot 410 mm
- Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
- Handbediening met vergrendeling functie
- Maximum laadvermogen 175 kg (patiënt en matras)
- Elektrische hoofdverstelling
- Elektrische knieknikverstelling, het voetengedeelte kan manueel versteld worden
- Twee paar houten onrusthekken positioneerbaar in verschillende hoogtes
- Zelfoprichter kan links of rechts geplaatst worden

- Vier zwenkwielen met aparte remmen
- Stijlvolle voor- en achtersponden in hout
- Gemakkelijk te demonteren en weer op te bouwen
- Met behulp van de meegeleverde adapter gemakkelijk te vervoeren en te stockeren

## Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.



## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

