



V100 XL

Grotere maten

Het model V100 XL is het basismodel van de V-serie en perfect voor multifunctioneel gebruik.

Een robuuste en solide stalen rolstoel met een gebruikersgewicht tot 170 kg met een groot aantal opties om je rolstoel te personaliseren.



170 KG

Maximaal
gebruikersgewicht



VERMEIREN
we care for you

Grotere maten

Een groot aantal opties om je rolstoel te personaliseren en 100% aan te passen aan je behoeften. Het dubbele kruis biedt extra stabiliteit en 3 zithoogtes, 3 hoogtes en 3 bekledingsopties voor de armsteunen zorgen voor een uiterst veelzijdige rolstoel.

Kleuren



► 3 Zitbreedtes

► 3 Zithoogtes

► 3 Armsteunposities

► Maximaal gebruikersgewicht: 170 kg

► Verschillende opties

Technische informatie

Totale breedte	740 / 770 / 810 mm
Totale hoogte	890 - 950 mm
Totale lengte	1060 mm
Dichtgevouwen breedte	375 mm
Zitbreedte	530 / 560 / 600 mm
Hoogte armsteunen	220 - 240 mm

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **V100 XL** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Zithoogte	470 - 530 mm
Hoogte rug	380 mm
Zitdiepte	490 mm
Gewicht	21,4 kg
Maximum gebruikersgewicht	170 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.