

VENUS 4 Sport

LUCHTBANDEN

**demonteerbaar
in 4 delen**

DELTA stuur en
LED verlichting

Wegklapbare, afneembare
en aanpasbare armsteunen

Wegklapbare
rug en draaibare
en in hoogte
instelbare stoel

Telescopische
stuurkolom

Uitneembare
batterij met
vergrendeling

Bumper

















Luchtbanden voor
een aangenaam
rijplezier



Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie Venus 4 Sport (luchtbanden)

								
6	18	6°/10%	50	2640				
								
550	900	1060	220 x 80 AIR/4	140	56,3	115	2 x 12V / 20 Ah	270 W

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

Comfort

De Venus 4 Sport is een scooter met vier wielen voor binnen- en buitengebruik. **DELTA STUUR** en **LUCHTBANDEN** zorgen voor extra rijplezier. Net zoals de gewone Venus 4 Sport is ook dit model demonteerbaar in 4 delen zonder nood aan extra gereedschappen.

Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.



N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.co.nl - orders@vermeiren.co.nl



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



Voorbehouden technische wijzigingen