

# Vera

## Transferplank



**Vera is een plastic transferplank met een roterende draaischijf van 360°.** De gaatjes in het zitvlak zorgen voor optimale drainage van water en voorkomen uitschuiven. Geen gereedschap nodig en makkelijk te installeren op de meeste badkuipen verkocht vandaag.

■ Totale breedte	350 mm
■ Totale lengte	730 mm
■ Totale hoogte	175 mm
■ Diameter draaischijf	325 mm
■ Gewicht	3,75 kg
■ Max. gebruikersgewicht	130 kg
■ Kleur(en)	wit
■ Extra informatie	CE

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.  
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.  
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

