



one

Compacte opvouwbare scootmobiel
Perfect voor dagelijkse uitstapjes
Aangepast aan jouw stijl

Maak kennis met **One**, de fusie van opvouwen en stijl in een scootmobiel ontworpen voor zowel binnen- als aangepast gebruik buitenshuis. Zijn lichtgewicht en compacte ontwerp maken het de ultieme metgezel voor je dagelijkse verplaatsingen, moeiteloos navigerend door elke stedelijke omgeving. Omarm de vrijheid en het gemak dat de **One** in je leven brengt waardoor je mobiliteitservaring helemaal anders wordt.

Ervaar het plezier van je eigen scootmobiel die perfect bij je levensstijl aansluit.

one



Ervaar de kracht van **One = 4**

*Pas je scootmobiel aan
aan je stemming en je outfit*

Scootmobiel **One** wordt geleverd met 4 verwisselbare kleuren. Druk jezelf moeiteloos uit door eenvoudig de kleuren te verwisselen en creëer in een paar seconden de perfecte look voor elke gelegenheid. Eén scootmobiel, vier geweldige stijlen - het is de ultieme vergelijking voor individualiteit en personalisatie.

**Gereedschapsvrij
ombouwen...**



Gebruiksvriendelijk

Ontworpen met een 360° draaibare stoel en opklapbare armleuning zodat gebruikers gemakkelijk in en uit kunnen stappen.



Gebruiksvriendelijke controller met een LED-indicator die je batterijstatus toont. Een scootmobiel bedienen was nog nooit zo eenvoudig.





Aanpasbaar

Voorzien van een verstelbare stuurkolom, zodat gebruikers moeiteloos hun optimale rijpositie kunnen vinden voor maximaal rijcomfort.



Compact en efficiënt

De **One** scootmobiel is in enkele seconden volledig demonteerbaar en kan moeiteloos opgeborgen en vervoerd worden waardoor grote verplaatsingen geen probleem meer vormen.



Met een indrukwekkende minimale draaidiameter van 115 cm is de **One** ideaal als een compacte mobiliteitsoplossing binnenshuis. Perfect voor dagelijkse ritjes naar de supermarkt, restaurantbezoeken of om met gemak door kleine ruimtes te manoeuvreren.



Past ook in de koffer van kleine wagens





one

scootmobiel

3 VERSIES



one

Je **dagelijkse** metgezel

8
km/h



actieradius tot

16 km



15 Ah batterij (24 V) | Volle PU banden



one



one air+

Ga verder met **comfort**

8
km/h



25 Ah batterij (24 V) | Luchtbanden



one air+



one ^{SPRING}
air+

Altijd **zorgeloos** rijden

8
km/h



20 Ah batterij (24 V) | Schokdempers



one ^{SPRING}
air+



one



one air+



one ^{SPRING}air+

	Verlichting	Schok- dempers	Banden	Snelheid	Batterij type
one	X	X	PU	tot 8 km/u	Gel
one 	X	X	Lucht	tot 8 km/u	Gel
one ^{SPRING} 	X	✓	Lucht	tot 8 km/u	Lithium

	Batterij	Actieradius	Batterij gewicht	Totaal gewicht
one	15 Ah (Gel)	tot 16 km	9 kg	44,9 kg
one 	25 Ah (Gel)	tot 30 km	14 kg	50 kg
one SPRING 	20 AH (Lithium)	tot 26 km	4,25 kg	42,35 kg



Technische gegevens

■ Totale breedte	490 mm
■ Totale hoogte	880 mm
■ Totale lengte	1030 mm
■ Zithoogte	525-570 mm
■ Draaicirkel	1150 mm
■ Batterijen	24V - 15 Ah

■ Actieradius	16 km*
■ Motoren	270 W
■ Snelheid	8 km/h*
■ Gewicht	44,9 kg
■ Gebruikersgewicht	136 kg
■ Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. * De actieradius is berekend volgens Europese normen.
* Snelheid en bereik kunnen afwijken (ca. 15%). Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



Technische gegevens

■ Totale breedte	490 mm
■ Totale hoogte	880 mm
■ Totale lengte	1030 mm
■ Zithoogte	525-570 mm
■ Draaicirkel	1150 mm
■ Batterijen	24V - 25 Ah

■ Actieradius	30 km*
■ Motoren	270 W
■ Snelheid	8 km/h*
■ Gewicht	50 kg
■ Gebruikersgewicht	136 kg
■ Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. * De actieradius is berekend volgens Europese normen.
* Snelheid en bereik kunnen afwijken (ca. 15%). Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



Technische gegevens

■ Totale breedte	490 mm
■ Totale hoogte	880 mm
■ Totale lengte	1030 mm
■ Zithoogte	525-570 mm
■ Draaicirkel	1150 mm
■ Batterijen	24V - 20 Ah

■ Actieradius	26 km*
■ Motoren	270 W
■ Snelheid	8 km/h*
■ Gewicht	42,35 kg
■ Gebruikersgewicht	136 kg
■ Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. * De actieradius is berekend volgens Europese normen.
* Snelheid en bereik kunnen afwijken (ca. 15%). Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

one



V.U.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenpaleis 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 05/2025

VERMEIREN
we care for you