

# FALCON

Tillift



**VERMEIREN**  
we care for you



## Falcon, een veilige keuze

Een perfecte mix tussen veiligheid, beveiliging en technologie. Falcon maakt transfers voor patiënten eenvoudig en comfortabel. De twee remmen zorgen voor

veiligheid bij het heffen of laten zakken van de tillift. Door zijn uitgebalanceerde ontwerp wordt manoeuvreren soepel, zowel voor patiënt als begeleider.



**Neopreen bescherming op het tiljuk en 4 haken voor een betere stabiliteit**



**Ergonomische handgrepen**



**Controller met batterijstatusindicator**



*Slechts in 48 seconden van laagste naar hoogste positie*



*Batterijstatusindicator*



*Signaal waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is*

## **Uw garantie op kwaliteit**

Op vlak van kwaliteit voldoet **Falcon** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

## **Producten voor u ontworpen**

**VERMEIREN** streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.




*Demontabel voor eenvoudig transport en opslag*

## Optionele tilmat

### Standaard

Verkrijgbaar in  
M - L - XL (maten in mm)


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



### Comfort

Verkrijgbaar in  
M - L - XL (maten in mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



### Hygiëne

Verkrijgbaar in  
M - L - XL (maten in mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



### Optionele tilmat - stof



Polyetheen



Net Polyester

## Technische informatie

■ Laagste positie COP*	509 mm
■ Maximale hoogte COP*	1609 mm
■ Tilbereik (hoogtebereik)	1100 mm
■ Totale lengte	1158 mm
■ Totale breedte (gesloten) / (geopend)	565 - 1026 mm
■ Lengte opgevouwen	1236 mm

■ Hoogte opgevouwen	294 mm
■ Breedte opgevouwen	565 mm
■ Draaicirkel	1188 mm
■ Gewicht	35 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. \* COP = Centraal ophangingspunt

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

**VERMEIREN**  
we care for you