

Pluo

Douche Stoel

De Pluo is een comfortabele, hygiënische en moderne douchestoel. De zit- en rugleuning zijn van zachte comfortabele plastic gemaakt die makkelijk afwasbaar is.

Voorzien van een specifieke zithoogte zodat hij boven de meest gangbare WC's kan worden gereden. Met zijn blauwe en witte kleuren heeft de Pluo ook een eigentijdse en verfrissende look.



Pluo model met 24" wielen



Pluo model met 5" wielen



VERMEIREN
we care for you

Opties



Zijdelingse ondersteuning



Toiletemmer




Veiligheidsgordel




Aanpasbare hoofdsteun



Veiligheidsstang



Afneembare gelpads



Aanpasbare zithoogte
(515 - 605 mm) enkel voor
het model met 5" wielen



Aparte remmen op de 4
wielen enkel voor het model
met 5" wielen



Rug in PU materiaal



Zit in PU materiaal

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Pluo** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Technische informatie

■ Totale breedte	570 mm / 668 mm
■ Totale hoogte	1035 mm
■ Totale lengte	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ Dichtgevouwen breedte	X
■ Zitbreedte	480 mm
■ Hoogte armsteunen	225 mm

■ Zithoogte	515 mm
■ Hoogte rug	920 mm
■ Zitdiepte	450 mm
■ Gewicht	9,7 kg / 14 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	150 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.