

# Sedna PREMIUM

Altijd mobiel



Sedna scootmobielen zijn perfect om mee te nemen omdat ze in een paar seconden opvouwbaar zijn. De armsteunen zijn wegklapbaar en in hoogte verstelbaar en de stoel kan draaien waardoor transfers makkelijk uitgevoerd kunnen worden. De Sedna is handig te bedienen in kleinere ruimtes en is ideaal voor kortere rijafstanden.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Transport

De Sedna Premium scootmobiel is een perfecte transport scootmobiel. Licht in gewicht en compact in omvang en oplooibaar in minder dan een minuut en meeneembaar. Ideaal en extra handig om te besturen in restaurants, winkels of kleinere ruimtes.

## Kleur



Optionele winkeltas onder de stoel



## Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de Sedna Premium aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



## Technische informatie

■ Totale breedte	530 mm
■ Totale hoogte	870 mm
■ Totale lengte	960 mm
■ Zithoogte	540 mm
■ Draaicirkel	820 mm
■ Batterij	24V - 10,5 Ah

■ Actieradius	14 km*
■ Motoren	270 W
■ Snelheid	6 km/u*
■ Gewicht	31,6 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	115 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

**VERMEIREN**  
we care for you