

Turios

De meest compacte elektro

De **Turios** is de meest compacte elektronische rolstoel. Met zijn krachtige achterwielaandrijving is hij geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Kleur, wielen en zitpositie zijn naar keuze waardoor de **Turios** volledig aangepast wordt aan de wensen en behoeften van de gebruiker. Door zijn moderne uitstraling en comfortabele zitting voelt iedereen zich goed in deze **VERMEIREN** rolstoel.



Grote keuze aan bekleding van kussens

Compacte afmetingen

Verschillende zit dieptes tussen 38 cm en 50 cm

Keuze uit zeven kleuren

Twee batterijen




Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie **Turios**



2x12V-38Ah	2x150W	6 km/h	28 km	6°	50	1600
2x12V-50Ah	2x150W	6 km/h	39 km			
2x12V-50Ah	2x450W	10 km/h	25 km			



580	390	260-335	450-500-550	380-500	585	320-420	1070	105,8	130
580	450	260-335	480-510-540*	430-510*	550*	320-420	1060*	105,8	130
640	510	260-335				320-420		105,8	130

* Met elektrische opties. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Opties **Turios**

Een veiligheidsgordel en anti-tippingwielen worden standaard voorzien op de **Turios**, net zoals taxihaken. Verder kan er gekozen worden om extra opties toe te voegen. Een krukkenhouder, achteruitkijkspiegel, lichten, bekerhouder en een koffer zijn optioneel voor deze rolstoel.

Uw garantie op kwaliteit

Kwalitatief voldoet de **Turios** aan de hoogste eisen en normen, vastgelegd door gecertificeerde testinstituten in de meeste Europese landen.

Beschikbaar in



De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd

Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar.

Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 64 jaar ervaring.



VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout - België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.co.nl - orders@vermeiren.co.nl

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit



Voorbehouden technische wijzigingen.