



JAZZ S50

KIDS

Compact en robuust

Jazz S50 Kids is de perfecte metgezel voor ambulante gebruik. Compact en robuust, het is de perfecte rolstoel voor gebruik in verhuur. De opvallende groene kleur draagt bij aan de zichtbaarheid en de jonge uitstraling.





Kleur



C91: appelgroen



Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Jazz S50 kids** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Technische informatie Jazz S50 kids

■ Totale breedte	518 - 558 mm
■ Totale hoogte	915 mm
■ Totale lengte	914 mm
■ Zitbreedte	320 - 360 mm
■ Hoogte armsteunen	211 mm
■ Zithoogte	410 mm

■ Hoogte rug	360 mm
■ Zitdiepte	320 mm
■ Gewicht	15,20 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	60 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.