

Bobby 24

Lichtgewicht opvouwbaar transferstoel



Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie Bobby 24



totale
breedte



zit
breedte



armsteun
hoogte



zit
hoogte



rug
hoogte



beensteun
lengte



zit
diepte



totale
lengte



totaal
gewicht



gebruikers
gewicht

620

420

220

500

380

370 - 500

420

1050

13

115

670

480

220

500

380

370 - 500

420

1050

13,6

115

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Compacte opvouwbare transferstoel

Bobby 24 is een ideale, compacte en volledig opvouwbare transferstoel. Licht en toch stevig en opvouwbaar in enkele seconden.

- Opvouwbaar
- 24" achterwielen
- Zachte armleggers
- In hoek aanpasbare voetplaten
- Aanpasbare hielsteunen



plooibare rug met
opbergzak

Hetzij op vakantie, hospitaal of luchthaven, voor een transfer van punt A naar punt B is Bobby 24 uitermate geschikt. Vergt weinig onderhoud en is compact om mee te nemen.

De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd.

Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar.

Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 60 jaar ervaring.

Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

