



V300 DL

Complete ADL actief rolstoel

De V300DL is standaard voorzien van diverse opties waardoor hij in zijn basis uitvoering zeer compleet is.

De ideale ADL actiefrolstoel met perfecte rijeigenschappen en een zeer hoog zitcomfort.

Een optimaal zitcomfort kan bereikt worden middels de vele verstel mogelijkheden. De rugleuning is individueel instelbaar, waardoor er een goede rug ondersteuning gerealiseerd kan worden. De armleggers zijn zowel in hoogte als in diepte instelbaar. De zithoogte is eveneens instelbaar naar het gebruik van de persoon. De beensteunen zijn traploos instelbaar voor een goede ondersteuning.



VERMEIREN
we care for you



Standaard uitrusting

- Individueel instelbare rugleuning
- Rug stabilisatiestang, afneembare duwstang,
- In hoogte verstelbare duwhandvaten
- Brede armleggers
- Permanent in hoogte verstelbare armleggers
- Remverlengers
- Quick release achterwielen met nieuwe drukknop
- Anti-kiep wiel
- Zitkussen voorzien van anti-slip
- Zitting 2 cm mousse
- Nieuw systeem voor afneembare beensteunen
- Enkelscharnier en hielband

Opties

De **V300 DL** kan worden uitgebreid met verschillende opties, raadpleeg uw dealer.

Kleur



Technische informatie

■ Totale breedte	600/630/650/670/690/710 mm
■ Totale hoogte	890 - 990 mm
■ Totale lengte	1040 mm
■ Dichtgevouwen breedte	320 mm
■ Zitbreedte	390/420/440/460/480/500 mm
■ Hoogte armsteunen	195 - 300 mm

■ Zithoogte	440 - 530 mm
■ Hoogte rug	460 mm
■ Zitdiepte	440 - 520 mm
■ Gewicht	18,8 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you