

# Interval XXL

Hoog-laag bed - 120 / 140 cm

Het Interval XXL bed heeft 3 functies met elektrische verstelling en bestaat in breedtes van 1200 of 1400 mm. Het bed heeft een beige frame kleur en een metalen roosterbodem. Het onderbeen gedeelte kan handmatig versteld worden d.m.v. een tandverstelling. Het Interval XXL bed wordt geleverd op een transportset zodat het bed binnen de kortste keren klaar is voor gebruik.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Comfortabel en praktisch

Het Interval XXL-bed is uitgerust met een elektrisch verstelbaar hoofdgedeelte en knieknik. Met een simpele druk op de knop van de afstandsbediening kunt u het bed in de juiste positie zetten om te lezen, tv te kijken of te eten. Ook het onderbeen gedeelte kan in de meest comfortabele positie worden gezet. Dit in hoogte verstelbare bed is uitgerust met 4 wielen met afzonderlijke remmen, waardoor het altijd stabiel staat.

## Esthetisch en onderhoudsvriendelijk

Het voeteneinde en het hoofdeinde maken integraal deel uit van dit XXL-bed. De warme kleur van het hout maakt dit bed tot een elegant meubelstuk dat in vrijwel elk interieur past.

## Kleur

beige



**Besturing met gebruiksvriendelijke knoppen en vergrendeling**



**Geïntegreerde matrasondersteuning**



**Handmatige verstelling**



**Gemakkelijk te bedienen knoppen om de zijhekken te verlagen of te verhogen**

## Technische informatie (120 cm)

Breedte/lengte/hoogte	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
Hoogteverstelling van het bedoppervlak	370 - 805 mm
Matras	(max. 20 kg) 1200 x 2000 x 120 mm
Gewicht	124 kg
Maximum gebruikersgewicht	240 kg
Aanvullende informatie	CE

## Technische informatie (140 cm)

Breedte/lengte/hoogte	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
Hoogteverstelling van het bedoppervlak	370 - 805 mm
Matras	(max. 20 kg) 1400 x 2000 x 120 mm
Gewicht	139 kg
Maximum gebruikersgewicht	240 kg
Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.