

Eco-Light II

Rollator



De **Eco-Light II** is een vouwbare 4-wiel rollator. Deze rollator is uitgerust met een afneembaar boodschappenmandje, zachte zit en een krukkenhouder. Een wegkapbare buis met schuimrubber zorgt voor extra steun tijdens het zitten. Verder is deze rollator uitgerust met parkeerremmen aan de in hoogte verstelbare handvatten. Compleet vouwbaar en klaar voor transport in een paar seconden.

totale breedte	615 mm
zitdiepte	305 mm
zitbreedte	355 mm
zithoogte	560 mm
totale hoogte	800 - 930 mm
totale lengte	695 mm
gewicht met mandje	7,5 kg
max. gebruikersgewicht	120 kg
wielen (voor/achter)	8 x 1 ^{1/4} (ø 200 mm)
kleuren	grijs

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen.



VERMEIREN Nederland B.V. - Correspondentieadres: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - België
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - orders@vermeiren.co.nl - website: www.vermeiren.co.nl

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit