



Forest 3+

Elektrische rolstoel voor grotere maten

De Forest 3+ is een elektrische rolstoel speciaal ontworpen voor grotere zitbreedtes en voor een hoger gebruikersgewicht tot 250 kg. Compleet met de nieuwste elektronische besturing en een groot aantal opties.



VERMEIREN
we care for you

Aanpasbaarheid

Compact, solide en efficiënt. De FOREST 3+ is de ideale metgezel voor gebruikers die op zoek zijn naar een compacte rolstoel voor binnenshuis en tegelijkertijd een krachtig model voor buitenshuis. Kracht, comfort en aanpassingsvermogen zijn de belangrijkste kenmerken van de FOREST 3.

De pendelende vooras zorgt ervoor dat alle vier de wielen contact maken met de ondergrond en zorgt voor een soepele rijervaring. De optionele V-STAB technologie stelt de gebruiker in staat om in een rechte lijn te rijden, zelfs op oneffen terrein, zonder voortdurend te hoeven compenseren. De gebruiker zal het comfort van de FOREST 3+ waarderen met zijn voorgevormde zitcomfort en individuele verstelmogelijkheden die deze stoel zeer aanpasbaar maken.



Kleuren (matte en glanzende kleuren)



We bieden meer dan 32 verschillende kleuren aan. Kijk voor meer informatie op onze website.

Opties



SE09 - Optionele besturing voor de begeleider



SE04 Kinbesturing



SE55 - Versterkte joystick



L58 - Verstelbare hoofdsteen met mogelijkheid tot rotatie



SE83 Mini joystick



B66MAL Gootvormige armlegger

Technische informatie

Totale breedte	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
Totale lengte	1145 - 1163 mm
Totale hoogte	1100 mm
Zithoogte	450 mm
Zitbreedte	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
Zitdiepte	450 - 550 mm

Batterijen	2 x 12V / 80Ah - 350 W
Snelheid*	6 km/u of 10 km/u
Actieradius*	49 km
Gewicht	134,35 kg
Gebruikersgewicht	250 kg
Aanvullende informatie	CE

*Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you