

# Eclips XXL

## XXL rolstoel

Aluminium opvouwbare rolstoel met dubbel kruisframe.

De Eclips XXL biedt een natuurlijk comfort met zijn anatomische zitting en rugleuning. Deze rolstoel, uitgerust met versterkte achterwielen, heeft een maximaal gebruikersgewicht van 250 kg. Eenvoudige transfer dankzij de opvouwbare, uit één stuk bestaande, aluminium voetplaat.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Belangrijkste kenmerken



Anatomische zitting  
en rugleuning



Versterkte zijplaten



Opvouwbare  
aluminium voetplaat



Verstelbare hakband

## Opties



B83  
Zuurstofcilinderhouder



B20/B58  
Heupgordel



B42  
Boodschappen net



B74 Trommelrem



B78 Anti-kiep wielen



B77 Trapdop

## Kleuren



C27 Blauw

## Technische informatie

Totale breedte	850-900-950-1000 mm
Totale hoogte	1070 mm
Totale lengte	1140 mm
Dichtgevouwen breedte	375 mm
Zitbreedte	600-650-700-750 mm
Hoogte armsteunen	200 mm

Zithoogte	530 mm
Hoogte rug	570 mm
Zitdiepte	530-540-550-560 mm
Gewicht	38,5 - 40,5 kg
Maximum gebruikersgewicht	250 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

**VERMEIREN**  
we care for you