

Normandie

Geriatrische zetels

2F



Gelijklopend met het model Normandie, maar met een onafhankelijke been en rugsteun. Door gebruik van de twee hendels kan u naar wens het beengedeelte of het ruggedeelte, los van elkaar, verstellen.

Opties Normandie 2F



Hoofdsteun



Extra brede armsteunen



B12 - Tafel



Versie met wielen



Normandie	670	640	0-195	510	1225	840	410	10-45°	780	28,1	130
-----------	-----	-----	-------	-----	------	-----	-----	--------	-----	------	-----

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.