

286i

ROLLATOR

Breedte	600 mm
Lengte (uitgeklap)	680 mm
Zitbreedte	420 mm
Zithoogte	560 mm
Remmen	multifunctionele rem
Max. helling	gebruik op vlakke grond
Gewicht	9 kg
Incl. mandje en bakje	9,85 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	Ø 190 mm x 45 mm
Kleur	blauw

Technische wijzigingen voorbehouden.
Meettolerantie +/- 15 mm / 1,5 kg



Vermeiren Nederland BV - Correspondentie adres: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - België
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - orders@vermeiren.co.nl - website: www.vermeiren.co.nl
Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit