



# Goliat Artro

## Heavy-duty rollator

**Heavy-duty rollator met onderschalen.**

**Goliat Artro heeft een modern en sterk ontwerp met in hoogte verstelbare onderarmschalen om de druk op handen en polsen te verlichten.** Met een maximaal gebruikersgewicht tot 200 kg en een breder frame maakt dat deze rollator een uitstekende keuze is voor gebruikers die extra stabiliteit en ondersteuning nodig hebben. De onderarmschalen zorgen voor een rechtopstaande positie achter de rollator om gewrichten te ontlasten en de houding te verbeteren.



**VERMEIREN**  
we care for you



Extra sterke bouten voor meer veiligheid en stabiliteit



Een geïntegreerd boodschappencompartment (max. 5 kg)



Een stevige en comfortabele schuimzitting



Stokhouder

## Kleuren



rood



zilver

## Producten voor u ontworpen

**VERMEIREN** streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## Uw garantie voor kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Goliat Artro** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



## Technische informatie

■ Totale breedte	650 mm
■ Totale hoogte	1140 - 1310 mm
■ Totale lengte	750 mm
■ Zitbreedte	470 mm
■ Zithoogte	490 - 560 mm
■ Zitdiepte	410 mm

■ Multifunctionele rem met vergrendeling	
■ Wiel diameter	8"
■ Gewicht	12,35 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	200 kg
■ Maximum lading mandje	5 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

**VERMEIREN**  
we care for you