



# 690


## Drempelhulpen op maat




690 - KIT 1



690 - KIT 2



690 - KIT 3



690 - KIT 4




690 - KIT 5

**Onze drempelhulpen (690) zijn de meest veelzijdige en stevigste drempelhulpen aangeboden.**

Aan te passen aan bijna elke situatie en eenvoudig in gebruik. Bepaal de hoogte van de drempel die u wil nemen en selecteer vervolgens de juiste drempelhulp. Met dit modulaire systeem van 18 mm tot 199 mm kunt u de drempelhulp op de gewenste hoogte afstellen en tot 200 kg belasten.

Verkrijgbaar in 5 verschillende maten van klein tot extra groot.






Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## Grensverleggend in mobiliteit

## Technische informatie Oprijssystemen - 690

■ KIT 1 - lengte x breedte x hoogte	250 x 750 x 18-55 mm	■ Gewicht	1,3 kg
■ KIT 2 - lengte x breedte x hoogte	500 x 750 x 36-91 mm	■ Gewicht	4,3 kg
■ KIT 3 - lengte x breedte x hoogte	750 x 750 x 72-127 mm	■ Gewicht	9,2 kg
■ KIT 4 - lengte x breedte x hoogte	1000 x 750 x 108-163 mm	■ Gewicht	15,8 kg
■ KIT 5 - lengte x breedte x hoogte	1250 x 750 x 144-199 mm	■ Gewicht	20 kg
■ Maximale belasting	200 kg	■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.




### ECO-vriendelijk

Al deze oprijssystemen zijn gemaakt van milieuvriendelijk PE. Niet-giftig PE, hetzelfde materiaal als bijvoorbeeld aan de binnenkant van melkkartons.

PE-producten zijn zuurbestendig en corrosievrij en bestand tegen allerlei huishoudelijke wasmiddelen.

### Uw garantie op kwaliteit

Kwalitatief voldoet onze oprijssystemen aan de hoogste eisen en normen, vastgelegd door gecertificeerde testinstituten in de meeste Europese landen.



## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20

Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl) - [orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



# VERMEIREN

## Grensverleggend in mobiliteit



Voorbehouden technische wijzigingen