

Eclips XXL

Grotere maten



Dichtklapbare rolstoel in aluminium met een dubbel kruis voor extra sterkte. De Eclips XXL zorgt voor het originele zitcomfort van een gewone Eclips+ maar met een anatomische zit en rug.

Deze rolstoel, met speciale versterkte achterwielen, kan een persoon dragen tot 200 kg. Wegklapbare of verwijderbare aluminium armsteunen zorgen voor gemakkelijke transfers.



B78
Anti-tipping



B74
Remmen voor begeleider


200KG

Anatomische zit en rug

Aanpasbare kuit- of hielsteun

Wegklapbare voetplaat uit 1 stuk


Versterkte kledingbeschermers



850
900
950
1000



375
375
375
375




600
650
700
750



200
200
200
200



530
530
530
530



600
600
600
600



1070
1070
1070
1070



540/590
540/590
540/590
540/590



1140
1140
1140
1140



38,5
39
40
40,5



200
200
200
200

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.