


# Altitude

Comfort en veiligheid



Optionele **B52**  
serumhouder



Optionele aparte  
voetplaten **B06**  
(te vermelden bij bestelling)

Gevormde en  
afneembare hoofdsteun



**378** - Optionele tafel

5-punts  
veiligheidsgordel

**B12** - Afneembare en wegklapbare houten  
tafel, regelbaar in diepte (voor modellen met  
breedte 380 tot 480 mm). Eenvoudig af-  
neembaar zonder extra gereedschappen.  
Wanneer de stoel wordt geïnclineerd  
blijft de tafel steeds horizontaal.

Voetplaat gemonteerd  
via een gasveer die toelaat  
gemakkelijk in en uit  
te stappen bij een transfer

Vier stuurwielen  
apart blokeerbaar

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## Grensverleggend in mobiliteit



# Technische informatie **Altitude**



totale breedte



zitbreedte



hoogte armsteunen



zithoogte



totale hoogte



rughoogte



inclinatie zit



zitdiepte



totale lengte



gewicht



gebruikers gewicht

720	385	235/255/275	465/490/515	1295	792/812/832	0°/40°	440/460/480	1090-1640	33,9	120
	405			1320						
	425			1345						
	445									
	485									

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

## Vernieuwd

De Altitude is standaard uitgerust met een 80mm dik zitkussen. De rughoogte is afhankelijk van de dikte van het zitkussen (60, 80 of 100 mm). De stalen structuur met een buisdiameter van 32 mm en coating in epoxy zorgen voor een stevigheid en een hoge weerstand tegen chemische en mechanische invloeden.

- De rug is 3 cm langer hoger gemaakt voor een beter comfort voor grotere personen.
- Om het reinigen te vereenvoudigen zijn alle hoezen afneembaar
- De vorm van de kuitondersteuning is zodanig ontworpen om meer ruimte te geven aan de benen.

## Kleuren



dartex praline

dartex oranje

dartex groen

dartex paars

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.



De hoezen zijn volledig afneembaar

Zit inclinatie van 0° tot 40°

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit