



BATTERIJVERKLARING

De fabrikant:

VERMEIREN GROUP

Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Adres:

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

België

verklaart geheel onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat de CE gemarkeerde hulpmiddelen:

Productgroep:	Elektrische rolstoelen	
Merk:	VERMEIREN	
Type:	Verso,	Plego
Basic UDI-DI:	5415174VersoG7	5415174PlegoCH

De batterijen gebruikt in de Verso en Plego rolstoelen zijn lithiumbatterijen (24V/12.8 Ah, 24V/17.5 Ah en 25.9V/12.8 Ah) ontworpen voor gebruik in rolstoelen of mobiliteitshulpmiddelen. Ze voldoen aan de eisen van elke test in het UN Manual of Tests and Criteria (Handboek voor Testen en Criteria), deel III, subsectie 38.3, zoals gevraagd door de IATA leidraad betreffende Transport of Battery-Powered Wheelchair and Mobility Aid Carried by Passengers (Transport van Rolstoelen met Batterijen en Mobiliteitshulpmiddel Gedragen door Passagiers).

De lithium batterij(en) dienen in het hulpmiddel geïnstalleerd te blijven en uitgeschakeld te worden vooraleer te laden op luchttransport, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het hulpmiddel.

Bovendien :

De goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij is vereist voor batterij-aangestuurde mobiliteitshulpmiddelen. Ten minste 48 uur voor vertrek, of bij het boeken, dient de gebruiker van het hulpmiddel, de reisagent, tour operator of andere derde booking website de goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij te vragen voor het vervoer van het batterij-aangestuurde mobiliteitshulpmiddel.

City, Date: Kalmthout, 2025-05-08

Signature:

Name: Patrick Vermeiren

Function: CEO

VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout – Belgium

Tel. +32 3 620 20 20

VAT BE 0887.199.216 - RPR Antwerpen

www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

VERMEIREN
we care for you

Certified ISO 13485