



POSTURALE SUPPORT

O P L O S S I N G E N



neoflex
POSTURAL SUPPORT SOLUTIONS

Correcte positionering is essentieel voor rolstoelgebruikers om hun comfort, onafhankelijkheid en algemene gezondheid te behouden. Naast de fysieke voordelen van een correcte positie, is het belang van positioneren in sociale omgevingen en dagelijkse interacties niet te onderschatten.

Neoflex is een volledig assortiment aan neopreen positioneringsoplossingen voor de beste posturale ondersteuning, speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers. Neoflex is gericht op maximale functionaliteit,

comfort, ondersteuning en veiligheid. Het assortiment is gemaakt voor rolstoelgebruikers die extra ondersteuning nodig hebben.

Of je nu een hulpverlener bent die zijn patiënten wil helpen of een rolstoelgebruiker die posturale ondersteuning nodig heeft, dit assortiment biedt een ruime keuze aan. Neoflex heeft gordels, harnassen en ondersteuningen om een gepersonaliseerde oplossing aan te bieden voor rolstoelgebruikers aanpasbaar aan hun behoeften of het gebruik van hun rolstoel.

Europees design en kwaliteit

VERMEIREN
we care for you

Neoflex is een assortiment positioneringsoplossingen ontwikkeld door **VERMEIREN**. Vermeiren is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in mobiliteitsoplossingen waaronder rolstoelen, scooters en andere hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om personen met mobiliteitsbeperkingen te helpen. Met meer dan 65 jaar ervaring in de sector heeft Vermeiren zich gevestigd als een vaste waarde in hoogwaardige mobiliteitsproducten. Een van de belangrijkste waarden bij Vermeiren is onze toewijding aan onderzoek en ontwikkeling.

We werken nauw samen met zorgprofessionals en gebruikers om producten te ontwerpen die voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten. Van ergonomische ontwerpen tot geavanceerde materialen en technologieën, we verleggen altijd de grenzen van wat mogelijk is binnen de industrie voor mobiliteitsoplossingen. Onze slogan "We care for you" is daarom niet zomaar een slogan. Onze producten zijn ontworpen om zich aan jou, je levensstijl en je behoeften aan te passen.



De glimlach van iemand die vrijuit contact maakt met zijn omgeving en geniet van sociale interacties, is onbetaalbaar voor mij. Met de juiste riemen kunnen patiënten zelfverzekerd deelnemen terwijl ze zich comfortabel en veilig voelen.

Artur Skubera

Fysiotherapeut en klinisch adviseur bij **VERMEIREN**

Ik moet me stabiel en veilig voelen om mijn beste prestaties te leveren. Neoflex is de perfecte partner voor stabiliteit als ik speel.

José Coronado

Spaanse tennis speler en **VERMEIREN** ambassadeur




Neoflex Materialen

Voor alle Neoflex-steunoplossingen wordt zeer zacht en rekbaar neopreen gebruikt. Dit hoogwaardige materiaal is bestand tegen slijtage door dagelijks gebruik, UV-stralen, oxidatie en nog veel meer. Dankzij de strategische verwerking van de stof bieden onze stiksels de perfecte combinatie van rekbaarheid en stijfheid voor de beste ondersteuning en comfort.

Alle Neoflex-riemen zijn ademend dankzij een ingenieus ontwerp met doorlaatbare gelaagde materialen. Dit vermindert het risico op zweren of irritatie door overmatige hitte en vocht. Onze ondersteunende oplossingen zijn ontworpen om duurzaam te zijn zonder het comfort van de gebruiker op te offeren. Alle producten zijn wasmachinebestendig om de hoogste hygiënestandaard te garanderen.

Raadpleeg onze handleidingen voor wasinstructies.

Index



Bovenlichaam - Neo 20

Borststeun – breed. Neo 20.01	7
Borststeun met rits – breed. Neo 20.02	8
Borststeun – slank. Neo 20.03	9
Borststeun met rits – slank. Neo 20.04	9
Schouderharnas. Neo 20.05	10
Gekoppeld schouderharnas. Neo 20.06	10
Borstriem. Neo 20.07	11

Bekkenpositionering - Neo 30

2 punten Heupgordel. Neo 30.01	13
4 punten Heupgordel. Neo 30.02	14
Zitbroek. Neo 30.03	15

Onderlichaam - Neo 40

Kuitband. Neo 40.01	17
Enkelcontrole. Neo 40.02	17

Multifunctionele band - Neo 00

Multifunctionele band. Neo 00.01	18
Multifunctionele band Extensie. Neo 00.02	18



BOVENLICHAAM

Een juiste houding van het bovenlichaam is van vitaal belang voor rolstoelgebruikers en zorgt voor hun comfort, onafhankelijkheid en algehele welzijn. Naast de fysieke voordelen van een correcte positie is het belang van positioneren in sociale omgevingen, communicatie en dagelijkse interacties niet te onderschatten. Een correcte houding en positie van het bovenlichaam zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het

gewicht en de druk op het lichaam. Hierdoor wordt het risico op overbelasting, oncomfortabele druk, verminderde bloeddoorstroming of andere ongemakken als gevolg van een verkeerde houding verminderd. Onze oplossingen voor houdingsondersteuning helpen de stabiliteit te verbeteren en onwillekeurige bewegingen of glijden te vermijden wanneer men in een rolstoel zit.

Stabilisatie van het bovenlichaam

Een optimale positie van de romp is van essentieel belang voor stabiliteit en de effectieve werking van het bovenlichaam. Posturale oplossingen voor het bovenlichaam kunnen helpen bij het behouden of ondersteunen van een neutrale en goede positie van het bovenlichaam. Dit is van belang om dagelijkse activiteiten te verbeteren en een balans te bieden tussen ondersteuning, bewegingsvrijheid en optimale plaatsing van krachten op het lichaam.

Neoflex borststeunen bieden rompcontrole en stabiliteit door de borst- en schoudergewrichten te ondersteunen zonder de bewegingsvrijheid van de armen of schouders te verminderen. Een perfecte balans tussen ondersteuning en beweging zorgt voor een correcte positionering van het bovenlichaam. Het bevordert ook het contact van het bovenlichaam met de leuning van de rolstoel.



Borststeun - Breed
Maten: XS-S-M-L-XL



Borststeun met rits - Breed
Maten: XS-S-M-L-XL




Borststeun - Slank
Maten: XS-S-M-L-XL



Borststeun met rits - Slank
Maten: XS-S-M-L-XL

Borststeun - Breed Neo 20.01




	A	B	C	D	E
XS	28	13	13	4	5
S	29	14	17	4,5	8
M	36	18	22	5	11
L	44	21	25	6	11
XL	52	25	27	6	13

Maten in cm.

Borststeun met rits - Breed

Neo 20.02




	A	B	C	D	E
XS	28	13	13	4	5
S	29	14	17	4,5	8
M	36	18	22	5	11
L	44	21	25	6	11
XL	52	25	27	6	13

Maten in cm.



Borststeun - Slank

Neo 20.03




	A	B	C	D	E
XS	28	13	13	4,5	5
S	29	14	17	4,5	5
M	36	18	22	5	5
L	41	21	22	6	5
XL	49	23	25	6	5

Maten in cm.

Borststeun met rits - Slank

Neo 20.04



	A	B	C	D	E
XS	28	13	13	4,5	5
S	29	14	17	4,5	5
M	36	18	22	5	5
L	41	21	22	6	5
XL	49	23	25	6	5

Maten in cm.

Schouderharnas

Neo 20.05


In gevallen van onvrijwillige schouderrotatie, een onevenwichtige hoofdhouding, stijfheid van de ruggengraat en/of pijn in de rug zorgen Neoflex schouderharnassen voor schouderretractie terwijl ze schouderasymmetrie opvangen.

Er is ook een gekoppeld schouderharnas (Neo 20.06) verkrijgbaar om de spanning tussen beide schouderbanden gelijk te maken en om instabiliteit of verschuivingen van de banden te voorkomen.

Retractie van de schouders in een rechtopstaande positie verbetert de ademhaling, helpt bij het beheersen van het hoofd en stabiliseert het bovenlichaam in een rolstoel zonder de bewegingsvrijheid van de ribben of armen te beperken.


	A	B
S	30	6
M	35	7
L	40	7
XL	47	7,5

Maten in cm.



Gekoppeld schouderharnas

Neo 20.06



	A	B
S	35	6
M	28	7
L	45	7
XL	51	7,5

Maten in cm.



Borstriem


Neo 20.07

De Neoflex borstriem biedt uitstekende ondersteuning van het bovenlichaam en de romp. De borstriem kan zowel op borsthoogte als op buikhoogte worden geïnstalleerd. Dit is afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. De installatie op de buik helpt het middenrif op te tillen en verbetert de ademhaling, verbale communicatie en het slikken.

Een eenvoudige ondersteuning zoals de borstriem, is vaak voldoende als stabiliteit de primaire behoefte is.

Neoflex-steunen voor het bovenlichaam verbeteren de positionering van het bovenlichaam en vervolgens andere lichaamsdelen.

Door het gebruik van neopreen is het materiaal comfortabel en rekt het mee zonder verlies van de ondersteuning. Het machinewasbare materiaal zorgt voor een comfortabele en hygiënische ondersteuning waardoor het perfect is voor veelvuldig gebruik.



	A	B
XS	31	8,5
S	39	10,5
M	47	12
L	57	12
XL	65	13,5

Maten in cm.



BEKKENPOSITIONERING

Bekkenpositionering verwijst naar de oriëntatie en uitlijning van het bekken die een belangrijk deel van het menselijk lichaam vormen. Het bekken is een verzameling botten die de romp met de benen verbindt, het bovenlichaam ondersteunt en enkele vitale organen bevat.

Een neutrale bekkenpositie is cruciaal voor een optimale houding en het juist positioneren van de heupen en onderrug. Dit zorgt voor efficiënte en comfortabele bewegingen en natuurlijk voor de beste lichaamshouding. De positie

van het bekken kan van grote invloed zijn op de houding, beweging en algehele lichamelijke gezondheid. Een juiste uitlijning van het bekken zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling en helpt het risico op letsels, pijn in de onderrug, heupen en benen te verminderen.

Neoflex biedt een selectie bekkenondersteunende oplossingen die passen bij de individuele wensen en behoeften, variërend van lichte tot sterke ondersteuning.



2-punten heupgordel
Maten: S-M-L



4-punten heupgordel
Maten: S-M-L




Neoflex zitbroek
Maten: XS-S-M-L-XL

2-Punten heupgordel

Neo 30.01

Neoflex 2-Punten heupgordel met twee bevestigingspunten aan de rolstoel biedt ondersteuning voor het bekken van de gebruiker. In combinatie met onze klemmen en bevestigingen kan lichte tot matige druk worden uitgeoefend om

weggliden te voorkomen. De heupgordel heeft twee gewatteerde stukken voor een gelijkmatige drukverdeling en comfort. De spanning en toegepaste druk kunnen eenvoudig worden aangepast met de riemen.



	A	B	C
XS	11	7	2,5
S	17	7	2,5
M	22	7	2,5
L	27	7	2,5


Maten in cm.

4-Punten heupgordel

Neo 30.02

De Neoflex 4-punten heupgordel biedt dezelfde voordelen als de 2-punten heupgordel, maar met 2 extra bevestigingsriemen. De bijkomende riemen zorgen ervoor dat de heupgordel niet verdraait of uit

de gewenste positie verschuift. Deze gordel is ideaal voor voorwaartse bekkenkanteling, bekkenrotatie en stuwen.



	A	B	C
XS	11	7	2,5
S	17	9	2,5
M	22	9	2,5
L	27	9	2,5


Maten in cm.

Zitbroek

Neo 30.03

Gebruik de abductieband ter vervanging van het traditionele abductieblok om druk op de knieën te voorkomen. Eenvoudig te installeren in elk type rolstoel. Het is een perfecte oplossing voor mensen met hoge spierspanning of spasticiteit om extreme compressie van de knieën te voorkomen

en het risico op heupdislocatie te verminderen. De gordel is gemaakt van neopreen om onwillekeurige bewegingen te beperken zonder de vrijheid van het been te beperken of druk uit te oefenen op de blaas. Dit product is compatibel met Neoflex heupgordels.



	A	B
XS	17	18
S	22	28
M	27	35
L	34	40

Maten in cm.



ONDERLICHAAM

De juiste houding van het onderlichaam in een rolstoel houdt in dat de juiste houding en ondersteuning wordt gehandhaafd om ongemak, letsel en andere complicaties die samenhangen met langdurig zitten te voorkomen.

Het onderlichaam speelt een essentiële rol bij een goede houding en positionering voor rolstoelgebruikers. Een zorgverlener kan het gebruik van Neoflex optimaliseren op basis van uw behoeften.



Kuitband

Maten: S-M-L-XL



Enkelcontrole


Maten: XS-S-M-L-XL

Kuitband

Neo 40.01

Een kuitband die comfortabele stabilisatie en positionering van de onderbenen biedt, zonder de beweging te beperken of onnodige druk uit

te oefenen. De band is geschikt voor de meeste rolstoelen met voetsteunen en is perfect in combinatie met onze rolstoelen.



	A	B	C
S	19	12	15
M	27	14	19
L	35	16,5	25
XL	41	16,5	25


Maten in cm.

Enkelcontrole

Neo 40.02

Een comfortabele stabilisatiesteun om de positie van de onderbenen op een rolstoel te verbeteren. De banden kunnen eenvoudig aan elke rolstoel

worden bevestigd. Deze ondersteuning is handig voor zowel stabilisatie als correcte positionering van de onderbenen indien nodig.



ENKELOMTREK	
XS	14 - 17
S	17 - 20
M	19 - 23
L	22 - 29
XL	28 - 33

Maten in cm.




Multifunctionele band

Neo 00.01

Deze multifunctionele band is een all-round oplossing voor de ondersteuning van rolstoelgebruikers met verschillende behoeften. De sterke Neopreen band kan gebruikt worden op de borst, buik, benen, enz. en kan worden aangepast aan de meeste rolstoelen

en gebruikers zonder extra hardware of kosten. Met het gebruiksvriendelijke lipje kan de gebruiker met beperkte handfunctie deze riem zelfstandig gebruiken.



	A	B
S	100	8
M	140	10
L	160	10
XL	180	10

Maten in cm.



Multifunctionele Bandverlenger


Neo 00.02

Breid onze multifunctionele band uit met deze bandverlenger van 80 cm.

Multifunctionele bandverlenger



Multifunctionele band



	A	B
S	80	8
M	80	10

Maten in cm.


WASINSTRUCTIES



Al onze Neoflex-producten kunnen in de wasmachine worden gewassen tot 40°C voor de beste hygiënische normen, zelfs bij dagelijks gebruik. Raadpleeg onze handleidingen voor gedetailleerde wasinstructies.



Neoflex-producten zijn niet geschikt voor de droogkast. Om je Neoflex te beschermen en de levensduur te verlengen, raden we aan om onze producten aan de lucht te laten drogen.



Om de hoogwaardige materialen van de Neoflex te beschermen, raden we aan een normaal/zacht wasmiddel te gebruiken. Bleekmiddel, wasverzachter of andere oplosmiddelen worden afgeraden.

HARDWARE



Driehoeksklem voor
Trigo-rolstoel



Ronde buisklem



Metalen brugklem
Beschikbaar Ø19, Ø22, Ø25,
Ø29, Ø30, Ø35mm



Cinch-profiel voor
INOVYS rolstoel



L34 rugondersteuningssysteem





neoflex
POSTURAL SUPPORT SOLUTIONS

