

Symbolen op uw product



Type aanduiding



Catalogusnummer



Serienummer



Lotnummer



Medisch hulpmiddel



Producent



Productiedatum



EC-conformiteitsverklaring



Opgelet: belangrijke informatie



Het is aangeraden om de handleiding te lezen



Het is verplicht de handleiding te lezen voor gebruik



Risico voor knellen



Enkel gebruik voor binnen



Maximum gewicht van de gebruiker in kg



Maximale veilige helling in ° (graden)



Niet bedoeld om te gebruiken als een zitplaats in een voertuig



Kan gebruikt worden als zitplaats in een voertuig ; duidt de bevestigingspunten aan



Maximale snelheid



Enkel voor elektrische apparaten: Beschermklasse II



Enkel voor elektrische apparaten: Deponeer onderdelen niet in het huishoudelijk afval! Lever in voor recyclage.



Maximaal vulgewicht van boodschappenmand