

Vermeiren Nederland



Forest kids

Orderformulier 2024



S = standaard **O** = optie zonder meerprijs = optie met meerprijs

Elektronische rolstoel Forest kids standaard uitvoering

in hoogte verstelbaar en wegklapbare armsteunen	S	
B06 standaard beensteunen	S	
SE53 bediening rechterzijde wegzwenbaar	S	
basisplaat + rugkussen NET/CORDURA zwart afneembaar	S	
basisplaat + voorgevormde zit NET/CORDURA zwart	S	
inclusief 2x accu 80ah	S	
inclusief oplader	S	

Forest kids snelheid



6	6 km/p.u.	S	€ 5.500,00
10	10 km/p.u.	<input type="checkbox"/>	€ 5.920,00

Forest kids zitbreedte



32	zitbreedte 32 cm	<input type="radio"/>	
35	zitbreedte 35 cm	S	
37	zitbreedte 37 cm	<input type="radio"/>	

Forest kids zitdiepte




33	zitdiepte 33 cm	<input type="radio"/>	
35	zitdiepte 35 cm	<input type="radio"/>	
37	zitdiepte 37 cm	S	
39	zitdiepte 39 cm	<input type="radio"/>	

Forest kids zithoogte (bovenzijde frame - vloer)





50	zithoogte 50 cm	S	
----	-----------------	----------	--




Forest kids zithoogte (bovenzijde frame - vloer)






35	rughoogte 35 cm	S	
----	-----------------	----------	--


Vermeiren Nederland


	<h2>Forest kids</h2>	
	Orderformulier 2024	
Forest kids standaard bediening		
R	bediening rechterzijde wegzwenkbaar	S
L	bediening linkerzijde wegzwenkbaar	○

Forest kids bediening opties				
SE53	wegzwenkbare stuurkasthouder		S	
SE53Z	wegzwenkbare en neerklapbare stuurkasthouder		<input type="checkbox"/>	€ 140,62
SE53A	wegzwenkbare stuurkasthouder fixeerbaar in 3 posities		<input type="checkbox"/>	€ 56,25

Forest kids bediening opties				
analoog	standaard besturing analoog		S	

Forest kids beensteun opties				
B06	afneembare standaard beensteunen		S	
BA6	afneembare standaard beensteunen, -7 cm verkort		○	
BZ8 IN	lengte compenserende comfortbeensteun per paar		<input type="checkbox"/>	€ 260,12

Forest kids arMLEuning opties				
	armleggers PU		S	

Forest kids zitting opties				
L16F + L35 net/cord	basisplaat + voorgevormde zit NET/CORDURA zwart afneembaar		S	

Vermeiren Nederland



Forest kids



Orderformulier 2024



Forest kids rugleuning opties

	basisplaat + rugkussen NET/CORDURA zwart afneembaar		S	
--	---	--	----------	--

Forest kids verstellingen

SE40	elektrisch verstelbare kantelverstelling 20 graden		<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00
SE41	elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden	image not available <small>Conting view</small>	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00
SE42	elektrische hoog-laagverstelling 30 cm		<input type="checkbox"/>	€ 2.989,99





Forest kids voorwielen 260 mm

	voorwielen - lucht - grijs - lijn profiel	S	
	voorwielen - lucht - grijs - blok profiel	<input type="radio"/>	
	voorwielen - lekvrij - grijs - blok profiel	<input type="checkbox"/>	€ 123,59









Forest kids aandrijfwielen 300 x 8

	aandrijfwielen - lucht - grijs - blok profiel	S	
	aandrijfwielen - lucht - grijs - lijn profiel	<input type="radio"/>	
	aandrijfwielen - lekvrij - grijs - blokprofiel	<input type="checkbox"/>	€ 135,95

Forest kids opties

B22	abductieklos		<input type="checkbox"/>	€ 97,57
L04	rugpelot zijdelings gemonteerd rechts		<input type="checkbox"/>	€ 115,20
L04	rugpelot zijdelings gemonteerd links		<input type="checkbox"/>	€ 115,20
L55	hoofddeun in hoogte verstelbaar		<input type="checkbox"/>	€ 277,20

Vermeiren Nederland

	<h2>Forest kids</h2>			
	Orderformulier 2024			
Forest kids opties				
L58	hoofdsteun in hoogte verstelbaar, diepte, breedte en in hoek		<input type="checkbox"/>	€ 225,41
B15	werkblad in plexi		<input type="checkbox"/>	€ 234,92
B31	krukkenhouder <i>(niet mogelijk icm SE40 & SE41)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 39,23
B58	heupgordel met kliksluiting		S	
SE19	LED verlichting		<input type="checkbox"/>	€ 506,26
SE01	spatborden		S	
SE58	taxihaken		S	

Forest kids framekleur				
		mat	glanzend	
C53	oranje	-	○	
C55	inox	-	○	
C57	rood	-	○	
C59	champagne	-	○	
C71	spiegelend blauw	-	○	