

Vermeiren Nederland



Navix

Orderformulier 2024





S = standaard **O** = optie zonder meerprijs = optie met meerprijs

Elektronische rolstoel Navix standaard uitvoering

	in hoogte verstelbare armsteunen	S	
	B06 standaard beensteunen	S	
	SE53 bediening rechterzijde wegzwenbaar	S	
	L44 rugleuning naspanbaar	S	
	heupgordel met kliksluiting	S	
	L16 basisplaat met B23 zitkussen 4 cm	S	
	inclusief 2x accu 50ah	S	
	inclusief oplader	S	

Navix aandrijving

FWD	Navix met voorwielaandrijving		S	€ 3.665,14
RWD	Navix met achterwielaandrijving		O	€ 3.665,14

Navix snelheid



6	6 km/p.u.	S	
---	-----------	----------	--

Navix zitbreedte



40	zitbreedte 40 cm	O	
45	zitbreedte 45 cm	S	
50	zitbreedte 50 cm	O	




Navix zitdiepte






38	zitiepte 38 cm	O	
40	zitiepte 40 cm	O	
42	zitiepte 42 cm	O	
44	zitiepte 44 cm	O	
46	zitiepte 46 cm	S	
48	zitiepte 48cm	O	
50	zitiepte 50 cm	O	






Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkooprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

Vermeiren Nederland

	<h2>Navix</h2>	
	Orderformulier 2024	
Navix zithoogte (bovenzijde frame - vloer)		
		
40	zithoogte 40 cm <i>(niet in combinatie met SE42 lift)</i>	<input type="radio"/>
43,5	zithoogte 43,5 cm <i>(alleen in combinatie met SE43 kantelverstelling)</i>	<input type="radio"/>
45	zithoogte 45 cm <i>(niet in combinatie met lift)</i>	S
48,5	zithoogte 48,5 cm <i>(alleen in combinatie met SE43 kantelverstelling)</i>	<input type="radio"/>
50	zithoogte 50 cm <i>(niet in combinatie met lift)</i>	<input type="radio"/>




Navix bediening		
R	bediening rechterzijde	S
L	bediening linkerzijde	<input type="radio"/>






Navix bediening opties				
SE53	wegzwenkbare stuurkasthouder		S	
SE53Z	wegzwenkbare en neerklapbare stuurkasthouder		<input type="checkbox"/>	€ 140,62
SE53A	wegzwenkbare stuurkasthouder fixeerbaar in 3 posities		<input type="checkbox"/>	€ 56,25




Navix bediening opties				
analoog	standaard besturing analoog		S	
LCD	besturing met geïntegreerd LCD touch screen		<input type="checkbox"/>	€ 857,15
SE64 fixed	apart bedieningskast verstellingen gemonteerd op armleuning		<input type="checkbox"/>	€ 642,86
SE64 swivel	apart bedieningskast verstellingen gemonteerd op stuurkast		<input type="checkbox"/>	€ 642,86
SE02	werkbladbesturing		<input type="checkbox"/>	€ 2.244,70
SE04	kinbesturing met LCD touch screen		<input type="checkbox"/>	€ 2.045,78




Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

Vermeiren Nederland

	<h2>Navix</h2>			
	Orderformulier 2024			
Navix bediening opties				
SE09	extra besturingskast gemonteerd op duwhandvat (begeleider)		<input type="checkbox"/>	€ 936,33

Navix beensteun opties				
B06	afneembare standaard beensteunen		S	
BA6	afneembare standaard beensteunen, -7 cm verkort		<input type="radio"/>	
BK6	afneembare standaard beensteunen, voetplaat uit 1 stuk		<input type="checkbox"/>	€ 159,74
BZ8	lengte compenserende comfortbeensteun per paar		<input type="checkbox"/>	€ 260,12
BZE	lengte compenserende elektrisch verstelbare comfortbeensteun per paar		<input type="checkbox"/>	€ 1.798,25

Navix armluning opties				
	armleggers PU		S	
	armleggers PU Soft-touch bekleding		<input type="checkbox"/>	€ 100,45
	armleggers kunstleder zwart		<input type="checkbox"/>	€ 167,42

Navix zitting opties				
L16 + B23	basisplaat voorzien van 4 cm dik zitkussen		S	
L35 soft	voorgevormde zit SOFT grijs		<input type="checkbox"/>	€ 299,28
L35 net/cord	voorgevormde zit NET/CORDURA zwart		<input type="checkbox"/>	€ 299,28

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

Vermeiren Nederland



Navix





Orderformulier 2024





Navix zitting opties

L35 skai	voorgevormde zit KUNSTLEDER zwart		<input type="checkbox"/>	€ 468,75
L16F	basisplaat		S	
L16F + L35 soft	basisplaat met voorgevormde zit SOFT grijs afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 299,28
L16F + L35 net/cord	basisplaat + voorgevormde zit NET/CORDURA zwart afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 299,28
L16F + L35 skai	basisplaat + voorgevormde zit kunstleder zwart afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 468,75

Navix rugleuning opties

L44	buizenframe met naspanbare rug		S	
L34i soft	voorgevormde rug SOFT grijs		<input type="checkbox"/>	€ 316,34
L34i net/cord	voorgevormde rug NET/CORDURA zwart		<input type="checkbox"/>	€ 316,34
L34i skai	voorgevormde rug kunstleder zwart		<input type="checkbox"/>	€ 428,59

Navix verstellingen

SE30	manuele zitverstelling		S	
SE34	manuele rugverstelling		S	
SE40	elektrisch verstelbare kantelverstelling 20 graden		<input type="checkbox"/>	€ 1.375,40
SE41	elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 1.375,40

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

Vermeiren Nederland



Navix

Orderformulier 2024



Navix verstellingen

SE39	elektrisch verstelbare kantelverstelling 20 graden + elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 2.750,41
SE42 + SE39	elektrische hoog-laagverstelling 30 cm + verstelbare kantelverstelling 50 graden + elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 6.015,99
SE43 + SE41	elektrische verstelbare kantelverstelling 50 graden + elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 2.750,41

Navix wielen + banden





	aluminium - lucht	<input type="checkbox"/>	S	
	aluminium - lekvrij	<input type="checkbox"/>	O	

Navix opties

B22	abductieklos		<input type="checkbox"/>	€ 97,57
L04	rugpelot zijdelings gemonteerd rechts		<input type="checkbox"/>	€ 105,99
L04	rugpelot zijdelings gemonteerd links		<input type="checkbox"/>	€ 105,99
L55	hoofdsteun in hoogte verstelbaar		<input type="checkbox"/>	€ 277,20
L58	hoofdsteun in hoogte verstelbaar, diepte, breedte en in hoek		<input type="checkbox"/>	€ 225,41
B15	werkblad in plexi		<input type="checkbox"/>	€ 234,92
B31	krukkenhouder		<input type="checkbox"/>	€ 39,23
B58	heupgordel met kliksluiting		<input type="checkbox"/>	S
SE19	LED verlichting		<input type="checkbox"/>	€ 506,27

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na voor aankondiging.

Vermeiren Nederland

	<h2>Navix</h2>			
	Orderformulier 2024			
Navix opties				
SE24	bekerhouder		<input type="checkbox"/>	€ 23,30
SE74A	spiegel wegzwenbaar <i>(gemonteerd aan de andere zijde dan de stuurkast)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 27,91

Navix framekleur					
		mat	glanzend		
C4	rood	○	○		
C5	zwart	○	○		
C8	geel	○	○		
C29	zilver	○	○		
C30	grijs	-	S		
C55	inox	○	○		
C56	metaalblauw	○	○		
C59	champagne	○	○		
C71	spiegelend blauw	-	○		
C72	spiegelend rood	-	○		
C79	zacht blauw	○	○		
C85	licht groen	○	○		
C78	blauw	-	○		
C88	goud	○	○		
C89	bruin	○	○		

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkooprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.