

# Vermeiren Nederland



## Trigo-S

Orderformulier 2024



**S** = standaard      **O** = optie zonder meerprijs       = optie met meerprijs

### Trigo-S standaard uitvoering

Frame 70 graden	<b>S</b>	
B82S fixed kledingbeschermers aluminium vast model per paar	<b>S</b>	
voetbeugel aluminium opklapbaar	<b>S</b>	
zitmat canvas vast	<b>S</b>	
rugleuning vast model	<b>S</b>	
rugbekleding nylon	<b>S</b>	
zonder duwhandvaten	<b>S</b>	
design, 24" wiel, Schwalbe Right Run zwart lucht	<b>S</b>	
standaard druk rem	<b>S</b>	

### Trigo-S frame



Frame 70 graden	<b>S</b>	€ 2.476,15
Frame 80 graden <i>(niet mogelijk i.c.m. 6" voorwielen)</i>	<b>O</b>	€ 2.476,15
Frame 90 graden <i>(niet mogelijk i.c.m. 6" voorwielen)</i>	<b>O</b>	€ 2.476,15

zitbreedte (cm)	zitdiepte (cm)									
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
30	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
32	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
34	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
36	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
38	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
40	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
42	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
44	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
46	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
48	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>
50	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>

voorwiel inch	zithoogte voorzijde (cm)											
	38	39	40	42	43	44	45	47	48	49	50	51
3"	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4"	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5"	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>X</b>
6"	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

# Vermeiren Nederland

	<h2>Trigo-S</h2>																					
	<b>Orderformulier 2024</b>																					
<b>voorwiel</b> inch	<b>zithoogte achterzijde (mm)</b>																					
	315	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495	505	515	
18"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Trigo-S kledingbeschermer - arMLEuning				
B82S fixed	kledingbeschermers aluminium vast model per paar		<b>S</b>	
B82S-C fixed	kledingbeschermers carbon vast model per paar		<input type="checkbox"/>	€ 390,71
B82 fixed	kledingbeschermer aluminium vast model met spatbord per paar		<input type="checkbox"/>	€ 53,93
Bi5	arMLEuning in hoogte verstelbaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 162,94
tube	tube arMLEuning wegklapbaar per paar <i>(niet mogelijk i.c.m. rughoekverstelling of neerklapbare rugleuning)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 86,29
B82S-A	kledingbeschermer aluminium afneembaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 86,81
B82SL-A	kledingbeschermer lang model aluminium afneembaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 86,81
B82S-C	kledingbeschermer carbon afneembaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 347,29
B82-A	kledingbeschermer met spatbord aluminium afneembaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 150,08
B82L-A	kledingbeschermer lang model met spatbord aluminium afneembaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 150,08
B82-C	kledingbeschermer met spatbord carbon afneembaar per paar		<input type="checkbox"/>	€ 390,71

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

# Vermeiren Nederland










## Trigo-S

Orderformulier 2024



### Trigo-S beensteun opties

	voetbeugel aluminium opklapbaar		<input checked="" type="checkbox"/>	
	voetplaat aluminium vouwbaar		<input type="checkbox"/>	€ 144,69
	voetplaat carbon vouwbaar		<input type="checkbox"/>	€ 421,53
	voetplaat hoog gemonteerd aluminium vouwbaar		<input type="checkbox"/>	€ 261,72
	voetplaat hoog gemonteerd carbon vouwbaar		<input type="checkbox"/>	€ 421,53
	voetplaat aluminium opklapbaar		<input type="checkbox"/>	€ 150,08
	opklapbare voetplaten		<input type="checkbox"/>	€ 261,72

### Trigo-S onderbeenlengte opties

	22 cm	<input type="radio"/>	
	24 cm	<input type="radio"/>	
	26 cm	<input type="radio"/>	
	28 cm	<input type="radio"/>	
	30 cm	<input type="radio"/>	
	32 cm	<input type="radio"/>	
	34 cm	<input type="radio"/>	
	36 cm	<input type="radio"/>	
	38 cm	<input type="radio"/>	
	40 cm	<input type="radio"/>	
	42cm	<input type="radio"/>	
	44 cm	<input type="radio"/>	
	46 cm	<input type="radio"/>	
	48 cm	<input type="radio"/>	

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

# Vermeiren Nederland



## Trigo-S

Orderformulier 2024



### Trigo-S framekleur opties

		mat	gloss	
C4	rood	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C8	geel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C29	zilver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C53	oranje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C55	inox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C56	blauw mettalic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C59	champagne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C71	donker blauw mettalic	-	<input type="radio"/>	
C72	kersen rood mettalic	-	<input type="radio"/>	
C73	licht groen mettalic	-	<input type="radio"/>	
C76	wit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C78	petrol blauw metallic	-	<input type="radio"/>	
C79	zacht blauw	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C85	licht groen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C87	meloen oranje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C88	goud	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C89	koper	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	




### Trigo-S achterframe

C5M	mat zwart	<b>S</b>	
-----	-----------	----------	--

### Trigo-S zit



	zitmat canvas vast	<b>S</b>	
	zitmat canvas verstelbaar	<input type="checkbox"/>	€ 43,80
	zitkussen, 5 cm foam	<input type="checkbox"/>	€ 56,62
	zitkussen, 5 cm met luchtdoorlatende hoes	<input type="checkbox"/>	€ 125,83

### Trigo-S rugleuning





	rugleuning vast model		<b>S</b>	
	rugleuning in hoek verstelbaar 82 graden - 102 graden <i>(niet mogelijk bij zitbreedte 30 - 34 cm)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 217,06
	rugleuning neerklapbaar en in hoek verstelbaar 82 graden - 102 graden <i>(niet mogelijk bij zitbreedte 30 - 34 cm)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 260,47

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

# Vermeiren Nederland

	<b>Trigo-S</b>	
	Orderformulier 2024	

## Trigo-S rugleuning bekleding

rugbekleding nylon		<b>S</b>	
rugbekleding Cordura		○	
rugbekleding airflow		○	
bekleding rugleuning v.z.v. insteekzak		□	€ 28,95

## Trigo-S rugleuning hoogte - optie duwhandvaten

	Trigo-S rugleuning hoogte - optie duwhandvaten							
	✓ =mogelijk	△=alleen mogelijk i.c.m. vaste rughoek				✗=niet mogelijk		
	geen PH	PH 01	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06		
25 cm	△	△	△	✗	△	△	○	
27 cm	△	△	△	✗	△	△	○	
29 cm	△	△	△	✗	△	△	○	
31 cm	△	△	△	✗	△	△	○	
33 cm	△	△	△	✗	△	△	○	
35 cm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	○	
37 cm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	○	
39 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	
41 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	
43 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	
45 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	
47 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	
49 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	
51 cm	✓	✓	✓	△	✓	✓	○	

## Trigo-S rugleuning in hoogte verstelbaar - optie duwhandvaten

	Trigo-S rugleuning in hoogte verstelbaar - optie duwhandvaten							
	✓ =mogelijk	△=alleen mogelijk i.c.m. vaste rughoek				✗=niet mogelijk		
	geen PH	PH 01	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06		
25-27,5-30	△	△	✗	✗	△	✗	□	€ 62,92
30-32,5-35	△	✓	✓	✗	△	✗	□	€ 62,92
35-37,5-40	✓	✓	✓	✗	△	✗	□	€ 62,92
40-42,5-45	✓	✓	✓	✗	✓	✗	□	€ 62,92
45-47,5-50	✓	✓	✓	✗	✓	✗	□	€ 62,92

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

# Vermeiren Nederland








## Trigo-S

Orderformulier 2024



### Trigo-S duwhandvaten opties



geen PH	zonder duwhandvaten		<b>S</b>	
PH 01	duwhandvaten vast model 12 cm		<input type="checkbox"/>	€ 53,68
PH 03	duwhandvaten neerklapbaar		<input type="checkbox"/>	€ 201,33
PH 04	duwhandvaten in hoogte verstelbaar		<input type="checkbox"/>	€ 157,28
PH 05	duwhandvaten in hoogte verstelbaar opbouw rugleuning		<input type="checkbox"/>	€ 201,33
PH 06	duwhandvaten in hoogte verstelbaar opbouw rugleuning neerklapbaar		<input type="checkbox"/>	€ 322,12

### Trigo-S voorwiel opties

img 1	3" voorwiel zwart	<input type="radio"/>	
img 2	3" voorwiel transparant	<input type="radio"/>	
img 3	3" voorwiel aluminium zilver	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 4	3" voorwiel aluminium rood	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 5	3" voorwiel aluminium blauw	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 1	4" voorwiel zwart	<input type="radio"/>	
img 2	4" voorwiel transparant	<input type="radio"/>	
img 3	4" voorwiel aluminium zilver	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 4	4" voorwiel aluminium rood	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 5	4" voorwiel aluminium blauw	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 6	4" voorwiel carbon	<input type="checkbox"/>	€ 101,30
img 7	4" voorwiel LED	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 1	5" voorwiel zwart	<input type="radio"/>	
img 2	5" voorwiel transparant	<input type="radio"/>	

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na voor aankondiging.

# Vermeiren Nederland

	<h2>Trigo-S</h2>	
	<b>Orderformulier 2024</b>	

### Trigo-S voorwiel opties

img 3	5" voorwiel aluminium zilver	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 4	5" voorwiel aluminium rood	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 5	5" voorwiel aluminium blauw	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 6	5" voorwiel carbon	<input type="checkbox"/>	€ 101,30
img 7	5" voorwiel LED	<input type="checkbox"/>	€ 65,44
img 1	6" voorwiel zwart <i>(niet mogelijk i.c.m. 80/90 graden frame)</i>	<input type="radio"/>	



img 1      img 2      img 3      img 4      img 5      img 6      img 7

### Trigo-S achterwiel opties

img 36	standaard, 18" wiel, Schwalbe Marathon Racer lucht	<input type="checkbox"/>	€ 287,07
img 37+42	design, 20" wiel, Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="radio"/>	
img 37+42	design, 22" wiel, Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="radio"/>	
img 42	24" wiel, Schwalbe Right Run zwart PU	<input type="radio"/>	
img 37+42	design, 24" wiel, Schwalbe Right Run zwart lucht	<b>S</b>	
img 37+43	design, 24" wiel, Schwalbe Marathon Plus zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 173,65
img 38+42	spirit 24" wiel, alu hub, Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 264,24
img 38+43	spirit 24" wiel, alu hub, Schwalbe Marathon Plus zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 323,18
img 39+42	spirit 24" wiel, rood alu hub, Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 264,24
img 39+43	spirit 24" wiel, rood alu hub, Schwalbe Marathon Plus zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 323,18
img 39+42	spirit 24" wiel, blauw alu hub, Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 264,24
img 39+43	spirit 24" wiel, blauw alu hub, Schwalbe Marathon Plus zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 323,18
img 42	spingergy 24" wiel, Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 752,46
img 43	spingergy 24" wiel, Schwalbe Marathon Plus zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 753,14
img 37+42	design 26" wiel Schwalbe Right Run zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 72,99
img 37+43	design 26" wiel Schwalbe Marathon Plus zwart lucht	<input type="checkbox"/>	€ 173,65
img 41	off road 24" wiel <i>(extra set wielen) (niet mogelijk i.c.m. Bi5)</i>	<input type="checkbox"/>	€ 547,89



img 36      img 37      img 38      img 39      img 40      img 41



img 42      img 43

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.

# Vermeiren Nederland



## Trigo-S

Orderformulier 2024



### Trigo-S camber opties

0°	<input type="radio"/>	
2°	<input checked="" type="radio"/>	
4°	<input type="radio"/>	
6°	<input type="radio"/>	

### Trigo-S rem opties

standaard trek rem		<input checked="" type="checkbox"/>	
standaard duw rem		<input type="checkbox"/>	
schaarrem		<input type="checkbox"/>	€ 72,99
trommelremmen wiel 24 x1 3/8 zwart PU <i>(alleen mogelijk met 0 graden camber)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 279,26



Trigo-S opties				
B20	heupgordel		<input type="checkbox"/>	€ 26,42
B31L	stokhouder links		<input type="checkbox"/>	€ 36,84
B31R	stokhouder rechts		<input type="checkbox"/>	€ 36,84
B33	hoepelcover gell per paar		<input type="checkbox"/>	€ 110,89
B78L	anti-kiep wiel links		<input type="checkbox"/>	€ 32,76
B78R	anti-kiep wiel rechts		<input type="checkbox"/>	€ 32,76
B90	rug stabilisatiestang <i>(alleen mogelijk bij vaste rughoogte)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 40,27
B40	remverlenger set		<input type="checkbox"/>	€ 30,46
B85 M5	spaakbeschermer WORLD		<input type="checkbox"/>	€ 180,92
B85 M6	spaakbeschermer JUNGLE		<input type="checkbox"/>	€ 180,92
B85 M7	spaakbeschermer TRIGO 1		<input type="checkbox"/>	€ 180,92
B85 M8	spaakbeschermer TRIGO 2		<input type="checkbox"/>	€ 180,92

Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na vooraankondiging.